

NSK バリオサージチップ

機械器具58 整形用機械器具 電動式骨手術器械
「バリオサージ 3」の付属品

取扱説明書

MADE IN JAPAN

株式会社ナカニシ

〒322-8666

栃木県鹿沼市下日向 700

TEL:0289-64-3380

nsk-dental.jp

お客様相談窓口

☎0120-7242-56

9:00—17:00／土日・祝日を除く

cs@nsk-nakanishi.co.jp



ウェブサイトへ
アクセス

本書の内容は、改善のため予告なしに変更することがあります。

2025-05-09 CACF0804 01E

チップパワーガイド



警告

- 作動中、超音波によりチップ全体が振動します。チップのどの部分も軟組織、歯肉、または皮膚に接触させないでください。注水液の使用に関係なく、振動するチップは火傷を引き起こす恐れがあります。



注意

- 使用中チップが振動していないと感じたら、患者の口腔内からハンドピースを取り出して再度作動させてください。それでも状況が改善しない場合は、使用中にチップがゆるんだ可能性がありますので、正しいチップレンチを使用してチップの取り付けを確認してください。
- チップは必ず本取扱説明書に記載されているモード、設定上限値以下で使用してください。設定上限値をこえて使用すると、チップが折れたり、歯面や歯肉、軟組織を傷つける等の恐れがあります。
- ハンドピースコードやイリゲーションチューブを着脱する際は、必ずチップを取り外してから行ってください。チップだけがする恐れがあります。
- チップを取り付けるときは、必ず汚染されていない清潔なグローブを付け、滅菌済みのチップ、ハンドピース、チップ交換レンチを使用してください。
- チップのねじ部にゴミ等が付着していたら清掃してください。ねじ部にゴミ等が付いたままチップを取り付けると、振動が弱い等の恐れがあります。
- 傷、曲り、サビ等が生じたチップは使用しないでください。使用中、チップが折れる恐れがあります。



表 1 - 設定上限値

製品名			モード	設定 上限値	
SG1				80%	B
SG1A				80%	B
H-SG1				150%	B
SG2R				80%	
SG2L				80%	
SG3				80%	
SG4				80%	
SG5				80%	
SG6D			✓	80%	
SG7D			✓	50%	
SG8				80%	B
SG8A			(((S)))	80%	B
H-SG8				150%	B
H-SG8R				150%	A
H-SG8L				150%	A
SG9				50%	
SG10				50%	
SG11				50%	
SG12				100%	F
SG14R				80%	
SG14L				80%	
SG17				80%	
SG18R				50%	
SG18L				50%	

使用者：有資格者（歯科医師、口腔外科医）

使用目的：歯科・口腔外科（インプラント領域での準備、骨切削、上顎洞底（粘膜）挙上術、骨整形術、歯根抜歯時骨切除、歯周手術、補綴物のメンテナンス、外科的歯内療法）

認証番号：225ABBZX00144000



本取扱説明書では、チップの取り付け、取り外しおよび再処理方法を説明しています。その他の手順については、電動式骨手術機器「バリオサージ 3」または「バリオサージ 4」（以下：超音波システムという）の取扱説明書をよくお読みください。



注意

- チップはハンドピースに取り付ける根元部分を持ってください。チップの先端で手をケガしたり、チップが破損する恐れがあります。
- チップを取り付けるときは、滅菌されたグローブを付け、滅菌済みのチップ、ハンドピース、チップ交換用レンチを使用してください。



注意

- チップ交換レンチよりも長いチップを着脱する際は、VS チップレンチを使用してください。チップ交換レンチから飛び出したチップの先端で怪我をする恐れがあります。（*1）
- チップはチップ交換レンチを用いて確実に締め付けてください。締め付けが弱いと振動が弱い等の恐れがあります。
- チップ交換レンチは消耗品です。1年に1度は交換してください。




注意

- Eチップ用レンチ、VS チップレンチで強く締め過ぎると破損の恐れがあります。また、ゆる過ぎるとチップに振動が伝わらない恐れがあります。



注意


- V10-S にチップを取り付けるときに、チップ把持部のねじ（*2）を強く締め過ぎないでください。破損の恐れがあります。また、洗浄および滅菌する前に、ねじを指で軽く締めてください。
- へこみ部分（*3）まで差し込まないと、適切な振動が得られません。




- 接続する超音波システムの取扱説明書を参照して出力を設定してください。
- 各チップの設定上限値については、本取扱説明書の表 1 を参照してください。
 - 超音波システムのパワーを各モードの最低値に設定して、患者の状態を診ながら症例に応じて、少しずつパワーを上げてください。
 - 注水がチップ先端まで伝わるように水量を調整してください。


製品名			モード	設定 上限値	
SG19				80%	B
SG30				50%	
SG58				80%	B
SG68				80%	A
SG15A				50%	D
SG15B		✓		50%	D
SG15C		✓		50%	C
SG15D		✓		50%	C
SG16A		✓		50%	D
SG16B		✓		50%	D
SCL1(*3)			(((S)))	50%	E
SCL11D(*3)		✓		80%	E
SCL12D(*3)		✓		80%	E
SCL3(*3)				50%	E
SCL13D(*3)		✓		80%	E
SCL14D(*3)		✓		80%	E
SCL5(*3)				50%	E
SCL15D(*3)		✓		80%	E
E30RD-S		✓		50%	
E30LD-S		✓	(((E)))	50%	
E31D-S		✓		50%	
E32D-S		✓		50%	
G1-S			(((S)))	50%	
P20-S				100%	
P25R-S			(P)	100%	
P25L-S				100%	
V10-S			-	-	
V-P10-S				100%	
V-P11R-S			(P)	100%	
V-P11L-S				100%	
V-P12-S				100%	

*3：使用手順については OM-Z0225 を参照してください









VS REF Z305350




E REF Z217399





SG68 は以下の用途に有効です。

- ・歯槽頂ラインに対して垂直方向に切削するケース
- ・臼歯部全般や下顎枝外側下縁部など、通常のチップ形状ではアクセスしにくいケース
- ・狭窄した部位や開口量の少ない患者のケース



- ・SG68 の刃先を骨表面に対して斜めにすると切削効率が良くなります。下溝（ガイドグループ）ができていますと、さらに切削効率が上がります。




- ・治療が終わりましたら必ずすぐに、本取扱説明書に従ってチップの洗浄、滅菌を行ってから保管してください。
- ・以下に示す再処理の指示は、ISO 17664 の要件に基づいて作成されています。以下の手順で再処理の有効性を確認しています。



- ・以下の手順で正しくメンテナンスしないと、チップから感染する恐れがあります。また、製品の故障、過熱の原因となり、火傷につながる恐れがあります。
- チップは使用後すぐ（30 分以内）に洗浄して残留物を取り除いてください。
- 洗浄後 1 時間以内に、必ずチップとチップレンチを消毒してください。
- ・製品の洗浄、消毒、滅菌については、常に使用地域の条例、規格、ガイドライン等を確認してください。




- ・チップを熱水洗浄する際は、中温洗浄で行ってください。高温洗浄の効果については確認しておりません。
- ・本取扱説明書に記載されている洗浄消毒剤製品のみを使用してください。
- ・酸化電位水（強酸性水、超酸性水）、強酸、強アルカリ性の薬剤、塩素含有の溶液、ベンジン、シンナー等の溶剤で洗浄、浸漬、拭き取りを行なわないでください。チップ表面のコーティング（TiN コーティング）の剥がれや、マーキング文字の消失を招きます。
- ・清掃、消毒で使用する消毒液は添加物が含まれない消毒用エタノールまたは消毒用イソプロパノールを使用してください（以下消毒用アルコールという）。消毒用アルコール以外の消毒液（例：塩化ベンザルコニウムのような第 4 級アンモニウム塩を含む消毒剤など）を使用した場合、変色やひび割れ等の原因になります。
- ・使用後は、必ず製品にタンパク凝固防止剤を塗布し、適切に洗浄して残留物を除去してください。血液等が製品に残っていると、凝固して製品故障の原因になります。
- ・使用地域の条例やガイドラインに従い適切な消毒用アルコールを使用してください。
- ・洗浄で乾燥した圧縮空気を使用してください。
- ・洗浄後は製品を完全に乾燥させてください。水分が残っていると、内部が腐食するなどの恐れがあります。熱水洗浄器を使用の場合は、熱水消毒、乾燥工程が完了した後は直ちに（1 時間以内）熱水洗浄器から製品を取り出し完全に乾燥させてください。
- ・薬液または溶剤が付着した器具と一緒にオートクレープ滅菌すると、表面が変色したり、内部部品に影響を与えます。滅菌器の中に薬液または溶剤が入らないように注意してください。
- ・急加熱、急冷却するような滅菌は行なわないでください。温度の急激な変化により部品が劣化します。
- ・135℃までの温度で滅菌ができる滅菌器を使用してください。
- ・滅菌器の設定値は 135℃をこえないでください。故障の原因になります。詳しくは滅菌器の製造元に確認してください。
- ・滅菌完了後は直ちに（1 時間以内）に滅菌器から製品を取り出してください。腐食の原因になります。





≤38℃ ≥3.5 L/min ≥30 秒

ダイヤモンドコーティングチップ




歯ブラシ使用不可

チップ交換レンチ VS チップレンチ E チップ用レンチ






1 $\leq 40^{\circ}\text{C}$ 10分




医療用酵素系中性洗剤




2 ≥ 30 秒



3 $\leq 0.35\text{MPa}$




4 ≥ 10 分




消毒用アルコール

注意 • 消毒用アルコールが製品内部に行き渡るように容器内で軽くゆすってください。


5 $\leq 0.35\text{MPa}$



6 $\geq 500\text{lx}$




汚れがないことを確認してください。




汚れがないことを確認してください。




1 A814 (Miele)




2 ISO 15883-1




3 $\leq 0.35\text{MPa}$





4 $\geq 500\text{lx}$





汚れがないことを確認してください。





汚れがないことを確認してください。



	重力置換式	プレバキューム式
135°C	132°C	134°C
≥ 15 分	≥ 15 分	3-18 分



注意 • PVA（ポリビニルアルコール）等の水溶性の接着成分を含む滅菌バッグは使用しないでください。滅菌中に溶出した接着成分が製品内部に入り込み、動作不良（固着して作動しない）等の不具合を起こす場合があります。



廃棄時の作業者の健康上のリスク、廃棄物による環境汚染のリスクを防ぐため、医療機器の感染性廃棄物は医師、または歯科医師が非感染状態であることを確認し、特別管理産業廃棄物の許可業者に運搬または処分を委託してください。不明な点は購入した販売店まで連絡してください。



* 注水液が凍結しないこと
上記範囲をこえて使用した場合、故障の恐れがあります。

シンボルマーク

危険：死亡または重度の人身障害を負う危険が極めて高いことが想定される注意事項

警告：重度の人身障害または物的損害が発生する可能性がある注意事項

注意：軽度の人身障害または物的損害が発生する可能性がある注意事項

使用環境 / 使用方法

ダイヤモンドコーティングチップ

切削深度マーキング

指示方向へ動かす

止まるまで指示方向へ動かす

禁止 / 処理不可 / 間違ひ

手順実行 / 許可 / 正しい処理

もし (仮説状況)

用途

聞く (クリック音)

目視確認

温度

超音波洗浄

熱水洗浄器の使用が可能

135°Cの温度でオートクレーブ可能

135°Cまでの温度でオートクレーブ可能

保護グローブ着用

保護マスク着用

保護眼鏡着用

照明

飲料水道水

手動操作

高温注意

取扱説明書参照

REF カタログ番号 (製品番号)

SN シリアル番号

LOT ロット番号

温度制限

湿度制限

気圧制限

輸送・保管環境

日光を避ける

壊れもの / 取扱ひ注意

湿気厳禁

包装単位 (入り数)

安全上の注意

危険

・適応外患者
体外式 / 植込み型ペースメーカー、植込み型除細動器を使用している患者には、本製品を併用しないでください。影響を与える恐れがあります。

警告

・注水をチップ先端に送りこむようなイメージで、チップを切削溝に対して垂直方向にも動かしてください (軽いポンピング動作)。その際、注水の届き具合に注意してください。
・注水が術部に行き届いていない場合は、シリンジ等を使用して術部に必ず注水してください。
・このチップは、株式会社ナカニシ製の電動式骨手術機器「バリオサージ 3」または「バリオサージ 4」(以下：超音波システムという) 専用のチップです。他の製品では使用しないでください。
・本製品を使用する前に使用方法や機器の性能について接続する超音波システムの取扱説明書および添付文書をよくお読みください。
・必ず十分な注水下で使用してください。注水が不十分ですと患部の熱傷、機器の過熱の恐れがあります。
・チップの表面の温度は冷却せずに使用した場合、65°Cに達することがあります。必ず注水冷却しながら使用してください。
・チップの先端に触れないでください。ケガをする恐れがあります。

注意

・有資格者により、接続する超音波システムの取扱説明書または添付文書および本取扱説明書に記載されている使用目的、使用方法に従って使用してください。それ以外の目的で使用しないでください。
・本製品の使用時は、患者および医療従事者の安全のため、保護眼鏡、マスク、グローブを着用してください。
・振動、音、温度 (発熱) に十分に注意して、予め患者の口腔外で動作させ点検を行ってください。その時少しでも異常を感じたら、すぐに使用を中止し販売店まで連絡してください。
・チップは消耗品です。摩耗してくると、異音や振動が弱い、振動しない、または破損する恐れがあります。チップが摩耗またはチップ表面のダイヤモンドが脱落 (ダイヤモンドコーティングチップのみ) したら新しいチップと交換してください。また、金属疲労により破折する恐れがありますので、定期的に新しいチップと交換してください。
・使用回数 (目安 5 回程度)、骨質の状態によって、チップ表面のコーティング (TiN コーティング) が剥がれてしまう場合があります。コーティングが剥がれますと、チップ表面の滑りが悪くなり、切削力が低下します。このような症状を感じた場合は、新しいチップと交換してください。
・チップは再処理を繰り返すことにより変色する場合があります。著しく変色した場合は、新しいチップに交換してください。ダイヤモンドコーティングチップの場合はダイヤモンドが部分的に脱落して、変色が発生します。その場合は新しいチップに交換してください。
・チップは研いだし、曲げたりしないでください。チップが破折したり、振動しない恐れがあります。
・本製品は未滅菌品です。使用前に必ず滅菌してください。
・機能水 (次亜塩素酸水などを含む) は使用しないでください。チップが錆びる原因となります。
・使用中のチップのパワーレベルが正しく設定されている場合や、設定上限値以下に設定されている場合でも、チップに過度の圧力をかけると、チップが破損したり、折れたりする場合があります。使用中はチップの刃先を十分に確認し、チップが破損した場合は、すぐに強力な吸引で口腔内のチップの破損を排出し、残留しないようにしてください。誤飲や誤嚥した場合、消化器官や呼吸器官を損傷させる場合があります。
・振動中にチップに長い時間触れたり、つまんだりしないでください。
・使用中に注水状態に異常があった場合は、直ちに使用を中止して新しいチップに交換してください。
・使用中チップが折れるなど破損したときは、直ちに使用を中止して新しいチップに交換してください。破損部で歯肉組織などを傷付ける恐れがあります。

・チップ先端に過度の負荷をかけて使用しないでください。チップの変形や破損の恐れがあります。
・EMC 情報については接続する超音波システムの取扱説明書を参照してください。
・チップ先端部の位置を意識し、できるだけ一点に留まらないようにたえずチップを動かしてください。一箇所にチップを留めておきますと、十分な冷却が行えず、骨のオーバーヒートの原因になる恐れや、骨の過剰切削の恐れがあります。
・治療部位以外にチップを押し当てないでください。超音波の振動により歯面等を傷つける恐れがあります。
・チップを歯肉や粘膜などの軟組織へ長時間接触させないでください。熱傷の恐れがあります。
・患者の状態を見ながら症例に応じて、設定上限値以下で低いパワーから使用してください。
・使用前に、チップが確実に固定されているかを確認してください。
・チップをこじったり、ひねったりして手術用具 (ヘーベル等) の代用として使用しないでください。チップが変形したり、破折したりする恐れがあります。
・術部に対して、チップを図 A のように左右に倒さないでください。チップは非常に薄くてきていますので、チップ先端が曲がる恐れがあります。(SG17、SG30)
・落としたり、強い衝撃を与えないでください。チップが変形したり損傷する恐れがあります。
・使用前に必ずチップの形状を確認してください。
・振動しているチップを切削部に軽く接触させ、切開線に合わせてチップを刃先の向きに動かしてください。その際、チップ先端に必要な以上の力を加えると、チップの振動が妨げられ、切削できない恐れがあります。
・チップの刃先は鋭利な形状になっています。骨切りでは神経および動脈を損傷しないように、また骨を必要以上に切削しないように操作してください。
・深く追い込みすぎる動作をしないように操作してください。骨の過剰切削の恐れがあります。
・骨切削が進まない場合、チップ先端の刃先が骨に挟まれ、振動が妨げられていることがあります。その場合、チップを一度切削部から離し、チップ先端が骨に挟まれないように、切削部周辺の骨を切削して、チップ先端が振動するような状態にしてください。
・振動しているチップが他の機器に接触しないように注意してください。超音波振動で機器やチップが損傷する恐れがあります。(SG12)
・チップの刃の厚みが薄いので、チップ全体を強く押し当てますと、骨切削中に以下の恐れがあります。
- 刃先が骨に引っかかり、チップの振動が止まる。またはチップが変形します。その場合は、チップを押し当てる力を弱めてください。また、チップが変形した場合には、新しいチップと交換してください。
- チップの破損を防ぐため振動が止まり、超音波システムにエラーが表示されます。その場合は、チップを骨から離し、患者の口腔内からハンドピースを取り出して再度作動させてください。




図 A