

Ti-Max X Series

販売名：ティーマックス XC 一般的名称：ストレート・ギアードアングルハンドピース
 認証番号：219ALBZX00013000号 管理医療機器 特定保守管理医療機器

- チタン製ボディー & DURACOAT • グラスロッドライト
- 水フィルター内蔵 (X65L/X65/X57L/X57除く)

等速 1:1

ストレート



販売名：ティーマックス XS 一般的名称：ストレート・ギアードアングルハンドピース
 認証番号：219ALBZX00014000号 管理医療機器 特定保守管理医療機器

ライト付 製品名 X65L 製品番号 H273 標準価格 ¥105,000

ライト無し 製品名 X65 製品番号 H274 標準価格 ¥57,000

- ハンドピースパー用 (φ2.35) • コントラパー用 (φ2.35) *
- ※ 付属のCA用ストッパー (X65L/X65専用) 装着時
- クリーンヘッドシステム • Max. 40,000 min⁻¹ • シングルスプレー

減速 10:1



ライト付 製品名 X35L 製品番号 C620 標準価格 ¥123,000

ライト無し 製品名 X35 製品番号 C624 標準価格 ¥93,000

- ハンド / エンジンファイル • 60°ツイスト • Max. 4,000 min⁻¹
- プッシュボタン式チャック • シングルスプレー



製品名 クイックフィットアダプター 製品番号 C877701 標準価格 ¥5,000

減速 4:1



チップロック機構付



ライト付 製品名 X55L 製品番号 C608 標準価格 ¥130,000

ライト無し 製品名 X55 製品番号 C618 標準価格 ¥98,000

- プロフィン / エバチップ用 • 上下運動 (ストローク幅1.4mm)
- Max. 10,000 min⁻¹ • シングルスプレー

減速 16:1



特殊防塵機構



ライト付 製品名 X57L 製品番号 C609 標準価格 ¥101,000

ライト無し 製品名 X57 製品番号 C619 標準価格 ¥69,000

- プロフィー用 • スクリュー式 • 360°回転 • Max. 2,500 min⁻¹



熱水洗浄可能 135℃ 135℃までの温度でオートクレーブ可能



CREATE IT.



株式会社 **ナカニシ** www.nsk-nakanishi.co.jp

本社・工場 〒322-8666
 栃木県鹿沼市下日向700
 TEL: 0289 (64) 3380
 FAX: 0289 (62) 5636

東京事務所 〒110-0015
 東京都台東区東上野4-8-1
 TIXTOWER UENO 9F
 TEL: 03 (5828) 4180
 FAX: 03 (5828) 0064

大阪事務所 〒530-0057
 大阪市北区曾根崎2-12-7
 清和梅田ビル 10F
 TEL: 06 (6315) 7217
 FAX: 06 (6315) 7218

ナカニシお客様相談窓口 ナカニシ コール
 受付時間 (土日祝日を除く) 9:00~17:00 ☎ **0120-7242-56**
 NSK製品に関するご意見・ご質問などございましたら、PHS・携帯からでもお気軽にお寄せください。

本カタログに記載しております標準価格に消費税は含まれておりません。仕様及び形状は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
 ご使用前に必ず、製品に添付の「取扱説明書」および「添付文書」をお読みください。



PR-D387 v6 16.06.05.SP

Ti-Max X

Ti-Max X Series

販売名：ティマックス XC 一般的名称：ストレート・ギアードアングルハンドピース
 認証番号：219ALBZX00013000号 管理医療機器 特定保守管理医療機器

- チタン製ボディー & DURACOAT
- グラスロッドライト
- クリーンヘッドシステム
- 水フィルター内蔵

増速 1:5



4点注水スプレー



ライト付 製品名 X95L 製品番号 C600 標準価格 ¥136,000

ライト無し 製品名 X95 製品番号 C610 標準価格 ¥104,000

- FG バー用 (φ1.6)
- Max. 200,000 min⁻¹
- セラミックボールベアリング
- プッシュボタン式チャック
- 4点注水スプレー

等速 1:1



ライト付 製品名 X25L 製品番号 C601 標準価格 ¥105,000

ライト無し 製品名 X25 製品番号 C611 標準価格 ¥79,000

- コントラバー用 (φ2.35)
- Max. 40,000 min⁻¹
- プッシュボタン式チャック
- シングルスプレー

減速 4:1



ライト付 製品名 X15L 製品番号 C602 標準価格 ¥118,000

ライト無し 製品名 X15 製品番号 C612 標準価格 ¥88,000

- コントラバー用 (φ2.35)
- Max. 10,000 min⁻¹
- プッシュボタン式チャック
- シングルスプレー

増速 1:5

ショートシャンクバー専用



ライト付 製品名 X85L 製品番号 C604 標準価格 ¥141,000

ライト無し 製品名 X85 製品番号 C614 標準価格 ¥109,000

- FG バー用 (φ1.6)
- ミニヘッド
- Max. 200,000 min⁻¹
- セラミックボールベアリング
- プッシュボタン式チャック
- シングルスプレー

等速 1:1



ライト付 製品名 X20L 製品番号 C605 標準価格 ¥105,000

ライト無し 製品名 X20 製品番号 C615 標準価格 ¥79,000

- FG バー用 (φ1.6)
- Max. 40,000 min⁻¹
- プッシュボタン式チャック
- シングルスプレー

減速 16:1



ライト付 製品名 X10L 製品番号 C603 標準価格 ¥123,000

ライト無し 製品名 X10 製品番号 C613 標準価格 ¥93,000

- コントラバー用 (φ2.35)
- Max. 2,500 min⁻¹
- プッシュボタン式チャック
- シングルスプレー

減速 10:1



ライト付 製品名 X12L 製品番号 C606 標準価格 ¥121,000

ライト無し 製品名 X12 製品番号 C616 標準価格 ¥91,000

- コントラバー用 (φ2.35)
- Max. 4,000 min⁻¹
- プッシュボタン式チャック
- シングルスプレー