

easy & effective



※パナスプレープラスは付属しておりません。

## ハンドピースの日常のメンテナンスをより簡単、確実、効果的に。



### 缶を持たずにグリップからスプレー

直接缶を持つことなく、グリップを持ってワンタッチでスプレーできるため、日常のメンテナンスが楽になります。

### グリップはハンドピースとワンタッチ着脱

グリップはフック式固定機構で安全かつ確実に、しかもワンタッチでハンドピースと接続できます。(適応規格 ISO3964のハンドピース対象)

### ワンタッチで優れたスプレー効果

パナスプレープラスのスプレー効果をアップし、ボールベアリングへの優れた潤滑性・洗浄性でハンドピースを長持ちさせます。

### 使用出来る状態で保管・持ち運びが可能

缶ホルダーは固定式ではないので、使用できる状態で自由に持ち運ぶことができ、スペースをとらずにどこにでも置いておけます。

### ノズルを3本まで保管


缶ホルダーにはノズルをセットしておけるので、ノズルの紛失やしまい忘れが解消され、いつでもすぐに使用できます。PAノズルが標準付属。

### シンプルなデザイン


安定感があり、パナスプレープラスとカラーコーディネートされたシンプルで機能的なデザインです。



Powerful Partners®



# EZ SPRAY 標準セット



製品名	製品番号	標準価格
EZスプレー標準セット	Y900070	¥24,000


### セット内容

- EZスプレーグリップ
- コイルチューブ
- グリップホルダー
- 缶ホルダー
- 切替バルブ
- PA用ノズル
- スプレーミスト吸収パック (1パック)

### 注意

「EZスプレー」はナカニシの「パナスプレープラス」専用です。それ以外のスプレー缶を装着すると、オイル漏れやオイルが噴霧されないことがあります。パナスプレープラスは付属しておりません。

## 各社タービン装着用アダプターセット (各社用アダプター+EZ-M4アダプター)



製品名	製品番号	標準価格
EZ-KVアダプターセット KaVo®用	Y150007	¥15,000
EZ-WHアダプターセット W&H®用	Y150008	¥15,000
EZ-BAアダプターセット BienAir®用	Y150009	¥15,000
EZ-SRアダプターセット Sirona®用	Y150010	¥15,000

製品名	製品番号	標準価格
EZ-MTアダプターセット モリタ用	Y150011	¥15,000
EZ-YSアダプターセット ヨシダ用	Y150012	¥15,000
EZ-YS2アダプターセット ヨシダ用ライト無し	Y150015	¥15,000

製品名	製品番号	標準価格
EZ-OSアダプターセット オサダ用	Y150013	¥15,000
EZ-OS2アダプターセット オサダ用ライト無し	Y150017	¥15,000
EZ-OS3アダプターセット オサダ用ライト付	Y150018	¥15,000
EZ-OS4アダプターセット オサダ用ライト付 / 排気回収タイプ	Y150019	¥15,000

※各社タービン装着用アダプターは、タービンの種類によっては装着できないものもあります。  
 ※KaVo®(カボ)とMULTITILE®LUX(マルチフレックス)は、Kaltenbach & Voigt GmbH & Co.の登録商標です。  
 W&H®は、W&H Dentalwerk Burmoos GmbHの登録商標です。  
 BienAir®(ビエンエア)とUnitix®(ユニフィックス)は、BienAir Dental S.A.の登録商標です。  
 Sirona®(シロナ)は、Sirona dental Systems GmbHの登録商標です。


## スペアパーツ

製品名	製品番号	標準価格
EZスプレーグリップ	Z229011	¥14,000
コイルチューブ	Z229135	¥1,500
グリップホルダー	Z229201	¥800
缶ホルダー	Z229020	¥3,800
切替バルブ	Z229017	¥3,800
PTL用ノズル	Z229035	¥4,700
PA用ノズル	Z229030	¥1,600

## EZ SPRAY 関連製品

### パナスプレープラス

アルコール含有の特殊な潤滑油が、タービン・コントラ等に内蔵されているボールベアリングの潤滑性・洗浄性を高め、日常のメンテナンスに使用することにより、確実にハンドピースの寿命を延ばします。



### スプレーミスト 吸収パック

手を汚さず、飛散を防ぐ。  
 ハンドピースのヘッド部を吸着シートに差し込んで使用することで、オイルミストが周囲へ飛散するのを防ぐことができます。



株式会社 **ナカニシ** www.nsk-nakanishi.co.jp

本社・工場 〒322-8666  
 栃木県鹿沼市下日向700  
 TEL : 0289(64)3380  
 FAX : 0289(62)5636

東京事務所 〒110-0015  
 東京都台東区東上野 4-8-1  
 TIXTOWER UENO 9F  
 TEL : 03(5828)7716  
 FAX : 03(5828)0064

大阪事務所 〒532-0003  
 大阪市淀川区宮原4-1-45  
 新大阪八千代ビル6F  
 TEL : 06(6350)7217  
 FAX : 06(6350)7218

ナカニシお客様相談窓口 ナカニシ コール  
 受付時間 (土日祝日を除く)  
 9:00~17:00 ☎ **0120-7242-56**  
 NSK製品に関するご意見・ご質問などございましたら、PHS・携帯からでもお気軽にお寄せください。