

スペアパーツ プレストアクア LUX

製品名	製品	製品番号	標準価格
プレストアクア LUX ユニット		Z1038	¥63,000
PRA-LUX-HP プレストアクアLUX ハンドピース		T1002	¥73,500
PR-AQL ホース		Z1050	¥24,500

製品名	製品	製品番号	標準価格
PR-AQL03 プレストアクアLUX カートリッジ		T1002250	¥26,500
ハンドピース スタンド		Z095206	¥2,000
電源アダプター		U1044	¥7,000

製品名	製品	製品番号	標準価格
電源コード		Z1038550	¥3,000
パテラス リングセット (5個入り)		Y900580	¥1,500

スペアパーツ プレストアクア II

製品名	製品	製品番号	標準価格
プレストアクアII ユニット		Z308010	¥42,500
PRA-HP プレストアクア ハンドピース		T816	¥71,000
プレストアクアII用 ホース		Z308050	¥12,000

製品名	製品	製品番号	標準価格
QD-J B3 カップリング		T354051	¥9,500
PR-AQ03 プレストアクア カートリッジ		T816016	¥24,000
リング(小) ジョイント部用		0312019 085	¥300

製品名	製品	製品番号	標準価格
リング(大) ジョイント部用		0312063 080	¥300

スペアパーツ プレストアクア LUX / プレストアクア II 共通

製品名	製品	製品番号	標準価格
AFC-40 フットペダル		Z127	¥14,000
チャック		T815019	¥3,100
プレスト用 配管ホース (2m)		Z101240	¥1,900
水フィルターセット (2m) <small>※供給用チューブ2本巻 水フィルター、水フィルターケース</small>		U387040	¥6,300
ケース付 水フィルター		Y900069	¥3,800

製品名	製品	製品番号	標準価格
水フィルター		U387042	¥1,800
チューブ抑え リング (2個セット)		Y900077	¥500
PRA II ボトルセット		Z308040	¥8,000
PRA II ボトル用蓋		Z308041	¥4,000
PRA II ボトル		Z308601	¥4,000

製品名	製品	製品番号	標準価格
PRA II ボトル用 リングセット (2個入り)		Y900327	¥600
ブラケット セット		Z308060	¥5,000
EDスパナ		C034751	¥350
プレスト パーレンチ		T815030	¥1,500

スペアパーツ プレスト II

製品名	製品	製品番号	標準価格
プレスト II エアライン ユニット		Z307010	¥15,000
PR-HP プレストハンドピース (2mホース付)		T815	¥69,000
AFC-40 フットペダル		Z127	¥14,000
ハンドピース スタンド		Z010134	¥2,000

製品名	製品	製品番号	標準価格
PR-03 プレストカートリッジ		T815016	¥18,000
チャック		T815019	¥3,100
プレスト用 ホース (2m)		T815220	¥1,900
プレスト用 配管ホース (2m)		Z101240	¥1,900

製品名	製品	製品番号	標準価格
LABスパナ		H005751	¥240
EDスパナ		C034751	¥350
プレスト パーレンチ		T815030	¥1,500

株式会社 **ナカニシ** www.nsk-nakanishi.co.jp

本社・工場 〒322-8666
栃木県鹿沼市下日向700
TEL : 0289 (64) 3380
FAX : 0289 (62) 5636

東京事務所 〒110-0015
東京都台東区東上野 4-8-1
TIXTOWER UENO 9F
TEL : 03 (5828) 7716
FAX : 03 (5828) 0064

大阪事務所 〒532-0003
大阪市淀川区宮原4-1-45
新大阪八千代ビル6F
TEL : 06 (6350) 7217
FAX : 06 (6350) 7218

ナカニシお客様相談窓口 ナカニシ コール
受付時間(土日祝日除く)
9:00~17:00 ☎ 0120-7242-56
NSK製品に関するご意見・ご質問などございましたら、PHS・携帯からでも
お気軽にお寄せください。

本カタログに記載しております標準価格に消費税は含まれておりません。仕様及び形状は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
ご使用前に必ず、製品に添付の「取扱説明書」および「添付文書」をお読みください。



PR-D597 Ver.2 13.03.03.HG



LEDがもたらすゼロフィットの世界

PRESTO AQUA LUX LED
PRESTO AQUA II
PRESTO II



PRESTO AQUA LUX LED

注水式 & 無給油 ライト付 技工用エアータービン

セラミックの精密切削や注水冷却下での作業が求められるアルミナやジルコニアなど、幅広い作業に対応する注水機能付き無給油エアータービン「プレストアクア」シリーズに、LEDライト装着モデルをラインナップ。

自然光に近く作業ポイントを的確に照らすLEDライトは、切削対象物の色を正確に再現するだけでなく、視認が困難であったメタルフレームにおける歯冠の長い下顎前歯の内面切端部などに付着する気泡の除去や、微細な荒れ(アンダーカット)の確認、調整も容易です。


高精度な切削に対応する豊富な調整機能と高い性能は、歯科技工士の求める繊細かつ幅広い作業領域をカバーします。

LEDを使うメリットとは？

安定：電子制御基板搭載により安定した光量を常にキープ

鮮明：自然光に近いため、鮮やかな視野を確保

長寿命：ハロゲン球と比べて光源寿命が長く、耐衝撃性に優れる



ライト無し

LEDライト

LEDライト使用による作業効率の変化

- 作業ポイントを的確に照らすので、角度を気にせず作業に集中できる
- 自然光に近い目にも優しく、本来の色を映し出す
- 内面の微細な気泡や凸凹への視認性が高く、確実な適合作業が行える
- 繊細な形態修正作業が効率よく行える
- マイクロスコープ下での作業において高い作業効率を發揮

豊富な調整機能が術者の自由度を高めます

LEDライト、注水、チップエアーの無段階調整機能が、多岐にわたる切削対象物への対応を可能にし、歯科技工士の好みに応じたコンディション設定が行えます。




● 光量調整

光沢感のある切削対象物の光の反射を防ぎ、作業環境に応じた光量の調整が行えます。(ON/OFF機能付)

● 注水スプレー

霧状と水滴状に調整でき、クラック防止の最小注水や切削粉の洗い流し注水などの水量調整が行えます。



プレストアクア LUX

PRESTO AQUA LUX LED

注水式 & 無給油 ライト付 技工用エアータービン



製品名 PR-AQL ホース 製品番号 Z1050 標準価格 ¥24,500

● LED搭載カップリングホース

製品名 PRA-LUX-HP 製品番号 T1002 標準価格 ¥73,500 **ライト付**

- 320,000 min⁻¹
- ツイストフリーのハンドピース
- ウォーター
- 低騒音、低振動
- 無給油
- 特殊防塵機構搭載

プレストアクア LUX 標準セット

販売名：プレストアクア LUX 一般的名称：歯科技工用ガス圧式ハンドピース
届出番号：09B2X0016000038号 一般医療機器

製品名 プレストアクア LUX 標準セット 製品番号 Y1001150 標準価格 ¥185,000

- セット内容
- プレストアクア LUX ユニット
 - プレストアクア LUX ハンドピース
 - PR-AQLホース
 - フットペダル(AFC-40)
 - プレスト用 配管ホース
 - ハンドピーススタンド
 - 電源アダプター
 - 電源コード

- 着脱が簡単な水ボトル
- LEDライト、注水、チップエアーの無段階調整機能
- 注水、LEDライトのON/OFF機能
- 専用の水ボトルと、水道水からのダイレクト給水の両方が利用可能

プレストアクア II

PRESTO AQUA II

注水式 & 無給油 技工用エアータービン



製品名 QD-J B3 製品番号 T354051 標準価格 ¥9,500

● プレストアクア II 専用

製品名 PRA-II 製品番号 T816 標準価格 ¥71,000 **ライト無し**

- 320,000 min⁻¹
- ツイストフリーのハンドピース
- ウォーター
- 低騒音、低振動
- 無給油
- 特殊防塵機構搭載

プレストアクア II 標準セット

販売名：プレストアクア II 一般的名称：歯科技工用ガス圧式ハンドピース
届出番号：09B2X0016000010号 一般医療機器

製品名 プレストアクア II 標準セット 製品番号 Y150021 標準価格 ¥149,000

- セット内容
- プレストアクア II ユニット
 - プレストアクア II ハンドピース
 - QD-J B3 カップリング
 - プレストアクア II 用 ホース
 - フットペダル(AFC-40)
 - プレスト用 配管ホース

- 着脱が簡単な水ボトル
- 注水、チップエアーの無段階調整機能
- 注水のON/OFF機能
- 専用の水ボトルと、水道水からのダイレクト給水の両方が利用可能

プレスト II

PRESTO II

無給油 技工用エアータービン



製品名 PR-II 製品番号 T815 標準価格 ¥69,000 **ライト無し**

- 320,000 min⁻¹
- 低騒音、低振動
- 無給油
- 特殊防塵機構搭載
- 軽量・コンパクト

プレスト II 標準セット

販売名：プレスト II 一般的名称：歯科技工用ガス圧式ハンドピース
届出番号：09B2X0016000009号 一般医療機器

製品名 プレスト II 標準セット 製品番号 Y150020 標準価格 ¥98,000

- セット内容
- プレスト II エアラインユニット
 - プレスト II ハンドピース
 - ハンドピーススタンド
 - プレスト用 ホース
 - フットペダル(AFC-40)
 - プレスト用 配管ホース