

V10ホルダー



製品名: V10  
製品番号: Z217041  
標準価格: ¥5,300

ペリオコントロールチップ

断面形状



3本入

製品名: V-P10  
製品番号: Y900184  
標準価格: ¥2,800

断面形状



3本入

製品名: V-P12  
製品番号: Y1002167  
標準価格: ¥3,000

断面形状



3本入

製品名: V-P11R  
製品番号: Y1002165  
標準価格: ¥3,000 •右湾曲

断面形状



3本入

製品名: V-P11L  
製品番号: Y1002166  
標準価格: ¥3,000 •左湾曲

断面形状



3本入

製品名: V-P26R  
製品番号: Y1002168  
標準価格: ¥3,000 •右湾曲

断面形状



3本入

製品名: V-P26L  
製品番号: Y1002169  
標準価格: ¥3,000 •左湾曲

スターターキット



セット内容

- V10ホルダー: 1本入
- V-P11R, V-P11L, V-P12, V-P26R, V-P26L: 各1本入
- Eチップ用レンチ付属

製品名: ペリオコントロールチップ  
スターターキット  
製品番号: Y1002606  
標準価格: ¥8,500

株式会社ナカニシ www.nsk-nakanishi.co.jp

本社・工場 〒322-8666 栃木県鹿沼市下日向700 TEL.0289(64)3380 FAX.0289(62)5636  
東京事務所 〒110-0015 東京都台東区東上野4-8-1 TIXTOWER UENO9F TEL.03(5828)7716 FAX.03(5828)0064  
大阪事務所 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-45 新大阪八千代ビル6F TEL.06(6350)7217 FAX.06(6350)7218

本カタログに記載しております標準価格に消費税は含まれておりません。仕様及び形状は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。  
ご使用前に必ず、製品に添付の「取扱説明書」および「添付文書」をお読みください。

ナカニシお客様相談窓口

ナカニシ コール  
受付時間(土日祝日を除く)  
9:00~17:00 ☎0120-7242-56

NSK製品に関するご意見・ご質問などございましたら、PHS・携帯からでもお気軽にお寄せください。




R0000033 12.10.35.HG



# Perio-Control tip


超音波スケーラーを使用した  
“歯と補綴物にやさしい”メンテナンスのススメ





## 豊富なバリエーションで 使用部位を選ばない高いアクセス性

歯肉にも到達することができ細かい部分への操作が確実に行えます。



写真提供：新小文字インプラントセンター（北九州）

プラスチックチップを用いた場合、全ての材料表面に損傷が認められなかったが、金属チップを用いた場合、金銀パラジウム合金表面にわずかな損傷が認められた。

【考察者】東京医科歯科大学歯学部口腔保健工学専攻 池田正臣・鈴木哲也  
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科口腔制御学分野 高垣智博・田上順次

表面レーザー顕微鏡画像	■ 金属チップ使用の場合		■ ペリオコントロールチップ使用の場合		
	金銀パラジウム合金 [280HV 前後]	金銀パラジウム合金 [280HV 前後]	ハイブリット型硬質レジン [100~200HV]	ポーセレン [250~350HV]	ポーセレン [250~350HV]
Before	Before	Before	Before	Before	Before
After	After	After	After	After	After
100倍	金属チップ使用の場合、わずかな損傷が認められた	ペリオコントロールチップ使用の場合、全ての材料表面に損傷が認められなかった			