

仕上：W148 x H210 mm

切開・切除用(歯根膜剥離チップ)



製品名：G95  
製品番号：Z217705  
標準価格：¥15,000

- チタンコーティング ●厚さ：0.7mm
- 3方向がシャープな両刃


熱水洗浄可能 135℃までの温度でオートクレープ可能

■G95(歯根膜剥離チップ)の使い方を動画でご紹介しています。


<http://www.japan.nsk-dental.com>

[動画掲載ページは ...](#) ▶▶ [製品情報](#) ▶▶ [オーラルケア](#) ▶▶ [超音波スケーラー](#)

【ご使用上の注意】



水を先端に送り込むようなイメージでチップを動かしてください(軽いポンピング動作)。



歯槽骨の損傷を防ぐため、できるだけチップ先端を歯牙に沿わせて動かしてください。

■バリオスのチップは下記の認証品目に含まれています。

販売名：バリオス 170 認証番号：223ALBZX00036000号 販売名：バリオス 970 認証番号：223ALBZX00032000号  
販売名：バリオス 370 認証番号：223ALBZX00037000号 管理医療機器 特定保守管理医療機器 一般的名称：歯科用多目的超音波治療器  
※チップは特定保守管理医療機器非該当

株式会社ナカニシ [www.nsk-nakanishi.co.jp](http://www.nsk-nakanishi.co.jp)

本社・工場 〒322-8666 栃木県鹿沼市下日向700 TEL.0289(64)3380 FAX.0289(62)5636  
東京事務所 〒110-0015 東京都台東区東上野4-8-1 TIXTOWER UENO9F TEL.03(5828)7716 FAX.03(5828)0064  
大阪事務所 〒532-0003 大阪市淀川区富原4-1-45 新大阪八千代ビル6F TEL.06(6350)7217 FAX.06(6350)7218

ナカニシお客様相談窓口

ナカニシ コール

受付時間(土日祝日を除く) 9:00~17:00 ☎0120-7242-56

NSK製品に関するご意見・ご質問などございましたら、PHS・携帯からもお気軽にお寄せください。

本カタログに記載しております標準価格に消費税は含まれておりません。仕様及び形状は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。  
ご使用前に必ず、製品に添付の「取扱説明書」および「添付文書」をお読みください。

VEGE TABLE INK PR-D867 Ver.1 13.06.08.K

NSK

マルチタスク 超音波システム バリオス  
歯根膜剥離チップ G95



