

## 深部へのアクセスを可能に

### ■ 低侵襲性

従来の回転系切削器具と比べ、超音波による骨切削等は、出血量も少なく軟組織へのダメージも軽減できます。

### ■ 高いコントロール性

従来の回転系切削器具と比べ、超音波を利用した骨切削は滑ったり、キッキングが起きにくくなります。

また、切削深度・距離・方向性などのコントロールが容易のため、過剰切削や誤方向への切削も軽減できます。


### ■ 高いアクセシビリティ

従来の超音波チップと比較し、約2倍の長さがあるため、今まで届かなかった深部へのアクセスが可能。チップ高も低いため、狭窄部位でも切削可能です。



製品名 **M-RE2**

パワーレベル **SURG** 80%




標準価格 **¥21,000**

製品番号 **Z305715**

- チタンコーティング • 刃数：11 • 厚さ：0.6 mm

製品名 **M-ST1**

パワーレベル **SURG** 80%



標準価格 **¥41,000**

製品番号 **Z305713**

- チタンコーティング • 刃数：3 • 厚さ：0.6 mm

製品名 **M-OC1R**

パワーレベル **SURG** 80%




標準価格 **¥41,000**

製品番号 **Z305709**

- チタンコーティング • チップ先端から2 mmにマーク入り
- 刃数：3 • 厚さ：0.6 mm • 右湾曲\*

製品名 **M-OC1L**

パワーレベル **SURG** 80%



標準価格 **¥41,000**

製品番号 **Z305710**

- チタンコーティング • チップ先端から2 mmにマーク入り
- 刃数：3 • 厚さ：0.6 mm • 左湾曲\*



滅菌ケース

製品名 **Minitainer**

製品番号 **Z305780** 標準価格 **¥17,000**


- チップは含まれておりません。

\*チップのLR(左右)表記はチップの先端を正面から見た曲がりの方向を示しています。

## 使用例


### 【下顎枝 SSRO】

下顎枝内側の水平骨切りライン、  
下顎枝外側の垂直骨切りラインに  
適しているチップ。




### 【下行口蓋動脈付近の骨切削】

超音波振動は軟組織を損傷しにくい  
ので、神経・血管束周囲骨の骨切除  
にも適しています。





### 【翼突上顎縫合部の切離】

チップの長さや独自の形状で深部、  
狭窄部の切削も可能。



### 【SSRO / IVRO ガイドグループ付与】

チップの長さや独自の形状で深部、  
狭窄部の切削も可能。



↔ : チップの振動方向

## VarioSurg3 バリオサージ3 標準セット ライト付

バリオサージ3 標準セット 製品名 VarioSurg3 (100 V) 製品番号 Y1002724 標準価格 ¥950,000

バリオサージ3  
フットコントロール無しセット 製品名 VarioSurg3 (100 V) Non FT 製品番号 Y1002829 標準価格 ¥861,000

#### セット内容

- コントロールユニット • LEDハンドピース(ハンドピースコード 2 m付属) • フットコントロール(FC-78)
- 滅菌ケース(VA-SG-CASE) • ハンドピーススタンド • イリゲーションチューブ • チップホルダー
- チップ(H-SG1, SG5, SG6D, SG7D, SG11, SG17) • チップ交換レンチ 他付属品

※フットコントロール無しセットにはセット内容に「フットコントロール(FC-78)」は含まれません。



■VarioSurg3 標準セット / VarioSurg3用チップ・スペアパーツ  
販売名:バリオサージ 3 一般的な名称:電動式骨手術器械 認証番号:225ABBZX00144000  
管理医療機器 特定保守管理医療機器

🚫 熱水洗浄可能

135°C

135°Cまでの温度でオートクレーブ可能

株式会社 **ナカニシ** [www.nsk-nakanishi.co.jp](http://www.nsk-nakanishi.co.jp)

本社・工場 〒322-8666 栃木県鹿沼市下日向700 TEL:0289(64)3380 FAX:0289(62)5636

ナカニシお客様相談窓口

ナカニシ コール

受付時間(土日祝日を除く)  
9:00~17:00

☎ 0120-7242-56

ナカニシ製品に関するご意見・ご質問などございましたら、  
PHS・携帯からでもお気軽にお寄せください。

取扱い販売店

本カタログに記載しております標準価格に消費税は含まれておりません。仕様及び形状は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。  
ご使用前に必ず、製品に添付の「取扱説明書」および「添付文書」をお読みください。



PR-D1138 v1 18.05.05.A