

Contra-angle Ti-Max X Series ご愛顧感謝キャンペーン

キャンペーン期間

2026年


1月21日^水

3月20日^{金祝}

特別価格にてご提供

Ti-Max X Series は、5倍速、等速、減速と、様々な施術に対応可能なラインナップを揃え、術者の皆様をサポート致します。この度、「ご愛顧感謝キャンペーン」にて、コントラアングルを特別価格でご提供いたします。

Ti-Max X Series の特長



チタン製ボディ


チタン製のボディを採用し、ハンドピースの軽量化・高強度化によって、手に負担の少ない治療と高い耐久性を実現。さらに、チタン素材の高い生体適合性により、金属アレルギーに対する心配もありません。

※外装部のみオールチタンで内装部分は含まれません。




DURAGRIPコーティング

チタン製ボディの表面に、微小な凹凸によって光沢面を排除するブラスト処理を行い、その表面に独自の“DURAGRIP”コーティングを施しました。傷が付きにくく耐久性がアップすると同時に、表面の凹凸により様々なグローブでも滑りにくく、快適なグリップ感を提供します。



クリーンヘッドシステム

ナカニシ独自のラビリンス機構により、口腔内の血液、異物などの浸入を防ぐサックバック防止機構です。



ボールベアリング

軽量・高硬度のセラミック製ボールを使用することで、ベアリング内でボールの転がる面に作用する遠心力と摩擦を軽減し、寿命を向上させます。



幅広いラインナップで術者をサポート

Contra-angle Ti-Max X Series

Ti-Max X95L / X95 <増速 1:5>

X95L ライト付

[製品番号] C600
[標準価格] ¥143,000

- ・ガラスロッドライト・プッシュボタン式チャック
- ・4点注水スプレー
- ・FGバー用(φ1.6)スタンダードシャンクバー用

X95 ライト無し

[製品番号] C610
[標準価格] ¥110,000



Ti-Max X85L / X85 <増速 1:5> ミニヘッド

X85L ライト付

[製品番号] C604
[標準価格] ¥148,500

- ・ガラスロッドライト・プッシュボタン式チャック
- ・シングルスプレー
- ・FGバー用(φ1.6)ショートシャンクバー用

X85 ライト無し

[製品番号] C614
[標準価格] ¥115,000



Ti-Max X25L / X25 <等速 1:1>

X25L ライト付

[製品番号] C601
[標準価格] ¥111,000

- ・ガラスロッドライト・プッシュボタン式チャック
- ・シングルスプレー
- ・コントラバー用(φ2.35)

X25 ライト無し

[製品番号] C611
[標準価格] ¥83,000



Ti-Max X65L / X65 <等速 1:1>

X65L ライト付

[製品番号] H273
[標準価格] ¥111,000

- ・ガラスロッドライト
- ・シングルスプレー
- ・ハンドピースバー用(φ2.35)・コントラバー用(φ2.35)

X65 ライト無し

[製品番号] H274
[標準価格] ¥60,000



Ti-Max X15L / X15 <減速 4:1>

X15L ライト付

[製品番号] C602
[標準価格] ¥124,000

- ・ガラスロッドライト・プッシュボタン式チャック
- ・シングルスプレー
- ・コントラバー用(φ2.35)

X15 ライト無し

[製品番号] C612
[標準価格] ¥92,500

Ti-Max X57L / X57 <減速 16:1>

X57L ライト付

[製品番号] C609
[標準価格] ¥106,000

- ・ガラスロッドライト
- ・プロフィン用・スクリュー式
- ・360°回転・特殊防塵機構

X57 ライト無し

[製品番号] C619
[標準価格] ¥72,500

Ti-Max X55L / X55 <減速 4:1>

X55L ライト付

[製品番号] C608
[標準価格] ¥136,500

- ・ガラスロッドライト・上下運動(ストローク幅1.4mm)
- ・プロフィン/エバチップ/オーソファイル用 ※金属シャンクは不可
- ・チップロック機構

X55 ライト無し

[製品番号] C618
[標準価格] ¥103,000

販売名: ティーマックス X-C 認証番号: 219ALBZX00013000 販売名: ティーマックス X-S 認証番号: 219ALBZX00014000 一般的名称: ストレート・ギアードアングルハンドピース 管理医療機器 特定保守管理医療機器

株式会社ナカニシ nsk-dental.jp

本社・工場 〒322-8666 栃木県鹿沼市下日向700

東京事務所 〒110-0015 東京都台東区東上野4-8-1 TIXTOWER UENO 9F

大阪事務所 〒530-0057 大阪市北区曽根崎2-12-7 清和梅田ビル 10F

TEL:0289-64-3380 FAX:0289-62-5636

TEL:03-5828-4180 FAX:03-5828-0064

TEL:06-6315-7217 FAX:06-6315-7218

ナカニシ製品取扱店

お客様相談窓口 ☎0120-7242-56 受付時間9:00~17:00(土日祝日を除く) 製品に関するご意見・ご質問などお気軽にお寄せください。

本カタログに記載しております標準価格に消費税は含まれておりません。仕様及び形状は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。ご使用前に必ず、製品に添付の「取扱説明書」および「添付文書」をお読みください。

