



CREATE IT.

MOBILE DENTISTRY

— 訪問診療用機器 —

VIVA ace / VIVA Q / VIVAMATE G5 / VIVAsupport 2



地球上のすべての人に、先進の歯科医療を。

虫歯は治せるのが当たり前。そんな時代になった今の世の中でも、地球上には未だに歯科医がいない地域があります。あるいは、歯科医がいたとしても、高齢者や身体の不自由な方など、クリニックまで行くことができない人たちもいます。

ナカニシでは、どんな場所であっても、患者さんのいる場所ならどこへでも先進の歯科医療をお届けできるよう、クリニックと変わらない治療環境をコンパクトに凝縮。様々な革新的アイデアで、訪問歯科診療のための新しいスタイルを提案します。

INDEX

VIVA ace	P 03 - 06
VIVA Q	P 07 - 08
VIVAMATE G5	P 09 - 10
VIVAsupport 2	P 11 - 12
関連製品	P 13
Spare Parts	P 13 - 14

ビバエース

VIVA ace 訪問歯科診療用ユニット

デンタルワークに、フットワークを。

もっと快適で高度な、訪問歯科診療のために

加速する高齢化社会、訪問診療のニーズはますます高まっています。

また高齢者の残存歯数も増加し、訪問先においても幅広い治療が求められています。

ビバエースは、多目的に使用できる高性能マイクロモーターや超音波スケーラーなど、診療室と変わらない治療環境をコンパクトに凝縮。軽量で女性でも持ち運びやすく、訪問先での設置も簡単。

これまでになかった高度な機動性で、より快適な訪問診療をサポートします。



軽量 & コンパクトボディ



診療室と変わらない高機能システム



セッティング・撤収も簡単でスピーディー



軽量 & コンパクトボディ

取り回ししやすい軽量8.6 kg。車への積み降ろしや階段の昇り降り、狭い場所でもラクに通れるコンパクトサイズ。訪問先から訪問先への移動も容易です。基本性能を落とさず、一つ一つの部品を徹底してコンパクト・軽量化し、このサイズと軽さを実現しました。

オールインワンパッケージ

マイクロモーター、超音波スケーラー、3wayシリンジ、バキューム機能をコンパクトボディに集約。また、全ての付属品を収納することができます。

どこにでも持ち運べる軽量8.6 kg*



高さ 28.4 cm
奥行き 29.8 cm
幅 46.2 cm



歯科治療機器を
コンパクトな
ボディに凝縮

フットコントロール



▲写真にはオプション製品が含まれています。
オプション品：Ti-Max Z95L



診療室と変わらない高機能システム

視認性に優れた大型液晶操作パネルと各インストルメントの性能により、効率性と安全性を実現。診察室と変わらない治療環境を提供します。

高機能マイクロモーター

高トルク、スムーズな回転、高い静粛性



NLX plus

エンド治療にも幅広く対応

	回転速度 (min ⁻¹)	トルク値 (Ncm)
一般切削モード	1,000-40,000	4.0
エンドモード	100-5,000	0.3-3.0

3way シリンジ



軽量、シンプル操作の3way シリンジ。シリンジノズルが簡単に着脱可能。

フットコントロールシステム

ドクター1人体制の診療に

Syncモードにより、モーター・スケーラーとバキュームのON/OFFがひとつのフットコントロールで操作できます。



モーター・スケーラー・バキューム

多目的超音波スケーラー

多彩なチップラインナップ



Varios2 Lux

ナカニシ独自のiPiezo エンジン搭載

硬い歯石や柔らかい歯石など、歯面の状態に合わせて、常にチップ先端に適正なパワーを供給。取れにくい歯石にも安定したスケーリングが可能です。

バキューム



手で一時的な吸引停止が可能なバルブレバー付き。ノズルは滅菌可能タイプ*。

*ノズルへの洗浄、滅菌方法、使用回数等に関しては取扱説明書をご参考下さい。

ドクター+歯科衛生士 2人体制の診療に

モーター・スケーラーのON/OFFと、バキュームのON/OFFを2つのフットコントロールで操作。2つを組み合わせることで、ドクターはモーター・スケーラーの操作だけに専念できます。



モーター・スケーラー



バキューム

オプション



製品名: isoE-LUX
製品番号: Z1265 標準金額: ¥35,000

販売名: isoE-ラックス 一般的名称: 歯科用口腔内手術灯
届出番号: 09B2X00016000150 一般医療機器



製品名: 吸引歯ブラシキット
製品番号: U1144089 標準金額: ¥28,000
●チューブ付(10キット)



製品名: V-aceバキュームノズル
製品番号: U1144088 標準金額: ¥4,800
●10本セット



セッティング・撤収も簡単でスピーディー

訪問診療先での設置と撤収が、短時間で簡単に行えるので効率的です。ホルダーバーとホルダーアームは、4段階の調整が可能です。



床に触れるパーツはカバー部分に別収納なので衛生的



収納も簡単
ハンドピースを外して、スッキリ収納



お手入れもラクができる



高さ・角度4段階調整
立位、座位等、さまざまなポジションに合わせて調整可能

ピバエース コンプリートセット

製品名: ピバエース コンプリートセット 製品番号: Y1003571 標準金額: ¥980,000

セット内容:

- ピバエース ベーシックセット ●ピバエース モーターキット ●ピバエース スケーラーキット

仕様:

【コントロールユニット】
 ・寸法: W 462 × D 298 × H 284 mm
 ・総重量: 8.6 kg*
 ・電源: AC 100-240 V 50/60 Hz
 ・電源入力: 130 VA

*ハンドピース類を外した重量



製品名: ピバエース ベーシックセット
製品番号: Y1002903 標準金額: ¥690,000

セット内容:

- コントロールユニット ●ACコード ●トップケース
- フットコントロール(FC-76S) ●フットコントロール(FC-70S)
- V-ace バキュームホースセット(ホース/バルブ付き)
- V-ace バキュームボトルセット ●V-ace バキュームノズル(10本)
- V-ace 注水瓶セット ●V-ace 3way シリンジセット
- V-ace ショルダーベルト



製品名: ピバエース モーターキット
製品番号: E1040002 標準金額: ¥145,000

セット内容:

- モーター NLX plus
- モーターコード
- モーターキャップ
- プロテクションブラグ



製品名: ピバエース スケーラーキット
製品番号: E351006 標準金額: ¥145,000

セット内容:

- ハンドピース VA2-Lux
- スケーラーコード
- スケーリング用チップ 2本
- チップ交換レンチ
- チップホルダー

販売名: ピバエース 一般的名称: 可搬式歯科用ユニット 認証番号: 227ABZ000112000 管理医療機器 特定保守管理医療機器
販売名: NLX プラス 一般的名称: 歯科用電気回転駆動装置 認証番号: 221ALBZ00019000 管理医療機器 特定保守管理医療機器
販売名: バリオス 170 一般的名称: 歯科用多目的超音波治療器 認証番号: 223ALBZ000036000 管理医療機器 特定保守管理医療機器

ピバQ

VIVA Q 歯科用吸引装置

訪問歯科診療用機器「VIVAシリーズ」より、
訪問診療用バキュームVIVA Qが誕生。

訪問診療用バキューム「VIVA Q」は、訪問歯科診療における様々な施術、
メンテナンス～治療まで、幅広く使用可能。
実際に訪問歯科診療を行う歯科医師、歯科衛生士の声をヒアリングして作られたこのVIVA Qは
静音・軽量で女性の方でも持ち運びが容易。
ご自身にあった使用環境で必要なオプション品の組み合わせが可能です。

ナカニシ独自のバキュームボトル構造

独自の構造により、泡を吸引してしまっても*、
コントロールユニット内部への液体の浸入を防ぎます。

*免泡剤含有の歯磨剤は使用しないでください。
歯磨剤が泡立つとコントロールユニット内部に入り込み、故障の原因となります。

水検知センサーを搭載

万一、コントロールユニット内部へ液体が浸入した
際、吸引モーターを停止させる水検知センサーを搭載。
独自のバキュームボトル構造と、水検知センサー
により2段階で故障の原因となるコントロールユニット
内部への液体の浸入を防ぎます。



重量
2.9 kg

■写真はオプションのホルダセットを取り付けたイメージです。

移動に便利なキャリングバッグ (オプション)

ピバ Q標準セットと一緒に訪問診療に必要なグッズなどを簡単
に収納できます。訪問診療を行う歯科医師、歯科衛生士の
声をヒアリングし、収納にこだわった機能的な仕様を実現し
ました。

製品名: **ピバ Q キャリングバッグ**
製品番号: **U1173100**
標準金額: **¥27,000**
●寸法: W 280 × D 395 × H 265 mm



■ポケット部などに訪問診療時の
準備セットを収納した一例

ホルダセット (オプション)

ホルダセットを使用することで、バキュームノズルを使いやすい位
置に置くことが可能です。ホルダは3段階の高さに調節可能です。

製品名: **ホルダセット** 製品番号: **U1173050** 標準金額: **¥8,000**
●ホルダ ●ボール(2本) ●ボール台座



フットコントロール (オプション)

バキューム機能の作動/停止は、フットコントロールでも行えます。
手元の操作に集中でき、施術の幅が広がります。未使用時は、
キャリングバッグの内側サイドに収納でき、衛生的です。

製品名: **FC-70S** 製品番号: **Z1008004** 標準金額: **¥6,500**



吸引歯ブラシ (オプション)

コンパクトなヘッドと長くて安定感のあるハンドルは、
高いアクセス性と操作性を実現します。

製品名: **吸引歯ブラシキット** 製品番号: **U1144089** 標準金額: **¥28,000**
●チューブ付(10キット)



ピバ Q 標準セット

製品名: **ピバ Q 100V** 製品番号: **Y1004133** 標準金額: **¥159,000**

セット内容:

- コントロールユニット ●バキュームボトルセット ●バキュームホースセット
- バキュームノズル(10個) ●洗浄アダプター ●電源コード

仕様:

【コントロールユニット】	
・寸法: W 191 × D 328 × H 244 mm	・電源入力: 120 VA
・総重量: 2.9 kg(コントロールユニット・ボトルセット・ホースセット)	・吸引圧力: 6.0 - 10.0 kPa
・電源: AC 100 - 240 V 50/60 Hz	・空気流量: 120 - 150 L/min



販売名: ピバ Q 一般的名称: 歯科用吸引装置 認証番号: 230ALBZX00025000 管理医療機器

ビバメイト G5

VIVAMATE G5

訪問歯科診療用
携帯型マイクロモーターユニット

デンチャー調整から本格治療まで 携帯型LEDマイクロモーター

ビバメイト G5は、訪問診療に対するドクターのニーズに応える様々な機能を搭載した、携帯型マイクロモーター。内部注水式LEDマイクロモーターにより、訪問先でも注水・排唾システムの「ビバサポート 2」と併用することで、歯の切削・う蝕の除去を行うことが可能。

また、コントロールユニットはAC&バッテリーの2way電源方式を採用することで、高い携帯性と操作性を実現しました。



シンプルで直感的な操作を 可能にしたコントロールパネル

回転数設定、電源状況やバッテリー残量等の必要な情報をわかりやすく表示し、直感的な操作が可能なコントロールパネルは機器操作に関わるストレスを軽減します。

内部注水式LEDマイクロモーター

訪問歯科診療用に開発された小型マイクロモーターは148g(コード含む)の軽量ボディに内部注水機能^{※1}とLEDライトを内蔵。携帯性を維持しながら機能を充実させることで幅広い治療に対応します。また、普段お使いのライト付コントラングルやストレートハンドピースがそのまま接続^{※2}できることから、訪問診療のために別途用意する必要がありません。

※1 ビバサポート 2と併用することで注水機能が使用可能
※2 ISO3964準拠品



バッテリー駆動と通常電源駆動が可能なコンパクトなコントロールユニット

電源の全く無い場所でも、バッテリー駆動でどこでも使用できます。充電不足の時は、電源が近くで取れば、そのまま通常電源により使用できるので、安心して訪問先へ持って行けます。サイズは、手のひらサイズ(W72 × D180 × H36 mm)のコントロールユニットで、しかも重量はわずか370 g。簡単に持ち運べます。

フットコントロール(オプション)

踏み込む深さに応じて回転数のコントロールが可能なフットコントロールは、本体のコントロールパネルの操作に気を取られず、治療に集中できる環境を提供します。



訪問歯科診療に便利な キャリングケース

「ビバメイト G5」本体とその付属品がきれいに収まる専用キャリングケースが付属。



ビバメイト G5 標準セット **ブラシレスモーター**

製品名: VIVAMATE G5 製品番号: Y1001344 標準金額: ¥145,000

セット内容:

- コントロールユニット ● ACアダプター ● ハンドピーススタンド
- モーター(モーターコード付) ● キャリングケース ※フットコントロール(別売品)

仕様:

【コントロールユニット】	【マイクロモーター】
・寸法: W 72 × D 180 × H 36 mm	・寸法: ø22 × L 68.6 mm
・重量: 370 g	・重量: 148 g(モーターコード含む)
・バッテリー充電時間*: 約2時間*	・回転速度: 3,000-30,000 min ⁻¹
・バッテリー連続駆動時間: 約1時間*(定格負荷)	・トルク: 3 Ncm(30,000 min ⁻¹ 回転時)

*バッテリーの充電時間や連続駆動時間は使用環境により変化します。



販売名: ビバメイト G5 一般的名称: 歯科用電気回転駆動装置 認証番号: 223ALBZX00022000 管理医療機器 特定保守管理医療機器

VIVAsupport 2

訪問歯科診療用
携帯型マイクロモーターユニット

訪問診療に求められる機能を コンパクトにパッケージ

ビバサポート 2は訪問診療に求められる「携帯性」と「フレキシビリティ」を追求したコンセプトの注水・排唾システム。

訪問診療に必要な機能を軽量コンパクトなコントロールユニットに集約し、
軽量で耐久性の高い専用キャリングケースに収納。

更にAC&バッテリーの2way電源方式を採用することで、携帯性に優れたパッケージと
使用環境を選ばないフレキシビリティで効率的な治療を実現します。

携帯型マイクロモーターユニット「ビバメイト G5」と併用すれば、歯の切削やう蝕除去などの
本格的な治療が可能。また、超音波スケーラー「バリ奥斯 370」との併用により、
訪問診療をメンテナンス領域まで拡大。テンチャーター調整から本格治療まで行えるシステムです。



▲ ビバメイト G5との連結
(ビバメイト G5は別売)

使用環境を選ばない AC & バッテリーの2way電源方式を採用

ビバサポート 2はコントロールユニット内蔵バッテリー(充電式)とAC電源の2way電源方式を採用。高性能リチウムイオンバッテリーを搭載することで、バッテリーのみで約2時間の連続使用*が可能です。同じ電源方式を採用した携帯型マイクロモーターユニット「ビバメイト G5」と組み合わせれば、電源の取れない環境でも治療できます。

*フル充電時、動作時間は使用状況や環境によって変化します。

注水連動機能(シンクロモード)

内部注水式LEDマイクロモーターを搭載した「ビバメイト G5」や小型超音波スケーラー「バリ奥斯 370」と接続し、フットコントロール(オプション)を使用することで、モーターやスケーラーの動作に合わせて注水機能が連動(ON / OFF)します。注水量はパネルの注水量選択キーを操作することで5段階に調整できます。

■ バリオス 370との接続にはオプションのVS分岐チューブが必要です。
シンクロモード以外でもコントロールパネルの注水ON / OFFキーを押すことで注水が可能です。



携帯性に優れた機動力の高いパッケージ

軽量かつ高い耐久性を誇る専用キャリングケースは、コントロールユニットや注水・排唾ボトル等のアクセサリだけでなく、各種周辺機器(ビバメイト G5等)を接続したままコンパクトに収納することが可能です。僅か3.5 kg*の軽量かつコンパクトなパッケージで、訪問診療の移動にかかわる様々なストレスを軽減します。



* ビバサポート 2標準セット重量

設置時間の大幅な短縮

訪問診療の準備時間は最小限に。そんなドクターの要望に応えるため、ビバサポート 2は専用キャリングケースを開ければ直ぐ診療に入れる環境を提供します。治療機器の設置準備やその接続のわずらわしさから解放され、より効率的な治療を実現します。



使い勝手を追求した専用トレイ

滅菌済みのハンドピースや切削用バー、ミラー等を安全に収納できる専用トレイは、治療時にキャリングケースから取り出すことで、ハンドピースや排唾チューブを衛生的かつ機能的に配置することが可能。訪問診療先の環境にあわせたフレキシブルな治療環境を実現します。



大容量の注水・排唾ボトル

各々350 mLの注水・排唾ボトルは、1回の補給で長時間の診療が可能です。各チューブもワンタッチで着脱可能。メンテナンス性も考えた専用ボトルは訪問歯科診療現場のニーズに応えます。



ビバサポート 2 標準セット

製品名: ビバサポート 2 製品番号: Y1001826 標準金額: ¥125,000

セット内容:

- ビバサポート 2ユニット ●ACアダプター ●ACコード

付属品

- ・VS注水ボトル400セット・VS排唾ボトル400セット・中継コード・VS注水チューブ・VS排唾チューブ
- ・排唾チューブ・VS注水ポンプ・ティスプーザブル排唾管(10本セット)・チューブクランプ(6個)
- ・VS排唾ボトル接続チューブ・排唾ドレインチューブ・VSキャリングケース・VSTレイ

仕様:

<ul style="list-style-type: none"> ・電 源: AC100 V 50/60 Hz ・バッテリー充電時間: 約2時間* ・バッテリー連続駆動時間: 約2時間* ・タンク容量: 350 mL(注水用・排唾用とも) ・ポンプ吸引力: 300 mL/min 	<ul style="list-style-type: none"> ・寸 法: W 147 × D 188 × H 98 mm (ビバサポート 2ユニット) W 460 × D 265 × H 233 mm (VSキャリングケース) ・重 量: 3.5 kg(ビバサポート 2 標準セット)
--	---

*バッテリーの充電時間や連続駆動時間は使用環境により変化します。



関連製品

RELATED PRODUCTS

ハンドピース ラインナップ



増速1:5 **ライト付**
製品名: **Z95L** 製品番号: **C1034** 標準金額: **¥155,000**

販売名: ティーマックス ZC 一般的名称: ストレート・ギアードアングルハンドピース
認証番号: 222ALBZX00006000 管理医療機器 特定保守管理医療機器



減速16:1 **ライト付**
製品名: **X57L** 製品番号: **C609** 標準金額: **¥101,000**

販売名: ティーマックス XC 一般的名称: ストレート・ギアードアングルハンドピース
認証番号: 219ALBZX00013000 管理医療機器 特定保守管理医療機器



等速1:1 **ライト付**
製品名: **Z25L** 製品番号: **C1038** 標準金額: **¥120,000**

販売名: ティーマックス ZC 一般的名称: ストレート・ギアードアングルハンドピース
認証番号: 222ALBZX00006000 管理医療機器 特定保守管理医療機器



等速1:1 **ライト付**
製品名: **X65L** 製品番号: **H273** 標準金額: **¥105,000**

販売名: ティーマックス XS 一般的名称: ストレート・ギアードアングルハンドピース
認証番号: 219ALBZX00014000 管理医療機器 特定保守管理医療機器

超音波スケーラー



製品名: **VA370 Lux**
製品番号: **Y1001429** 標準金額: **¥188,000**

販売名: ハリオス 370 一般的名称: 歯科用多目的超音波治療器
認証番号: 223ALBZX00037000 管理医療機器 特定保守管理医療機器

コードレスポリッシングコントラ



製品名: **iProphy 標準セット**
製品番号: **Y1002819** 標準金額: **¥93,000**

販売名: アイプロフィー 一般的名称: 歯科用電動式ハンドピース
認証番号: 226ABZX00034000 管理医療機器 特定保守管理医療機器

コードレスインプラントドライバー



製品名: **ISD900 標準セット**
製品番号: **Y1001356** 標準金額: **¥145,000**

販売名: ISD900 スクリュードライバー 一般的名称: 電池電源式挿入手術用器械
認証番号: 222ALBZX00016000 管理医療機器

スペアパーツ / オプション

SPARE PARTS / OPTIONS

ビバエース

製品名	製品	製品番号	標準価格
isoE-LUX		Z1265	¥35,000
吸引歯ブラシキット		U1144089	¥28,000
V-ace バキュームノズル (10本セット)		U1144088	¥4,800
V-ace バキュームホース セット		U1144074	¥29,800
V-ace バキュームボトル セット		U1144070	¥25,000
V-ace 3way シリンジセット		U1144040	¥34,500
V-ace 3way シリンジノズル		U1144046	¥4,500
V-ace バキューム 中継ホース		U1144753	¥3,500

製品名	製品	製品番号	標準価格
バキューム キャップA		U1144750	¥800
バキューム キャップB		U1144751	¥800
ホースキャップ		U1144752	¥800
V-ace 注水ボトルセット		U1144080	¥18,000
FC-76S フットコントロール (インストゥルメント用)		Z1082003	¥8,500
FC-70S フットコントロール (バキューム用)		Z1080004	¥6,500
ACコード		U435550	¥500
V-ace ジョルダーベルト		U1144370	¥8,000

製品名	製品	製品番号	標準価格
蓋パッキン 注水ボトル用		U1144729	¥1,000
蓋パッキン バキュームボトル用		U1144636	¥500
フィルター		U1144727	¥1,000
Oリングセット (モーター用)		Y1003728	¥1,200
洗浄アダプター		U1144097	¥2,000
注水プラグセット		Y1003730	¥4,500
ヒューズ		D1202231 510	¥200



135℃までの温度でオートクレーブ可能

ビバQ

製品名	製品	製品番号	標準価格
FC-70S フットコントロール		Z1080004	¥6,500
吸引歯ブラシキット チューブ付(10キット)		U1144089	¥28,000
バキュームノズル (10本セット)		U1144088	¥4,800
バキュームホース セット		U1173074	¥31,600
ホースキャップ		U1144752	¥800
バキュームバルブ		U1144079	¥20,000
Oリング バキュームバルブ (ホース側)用		D0312100 150	¥300
Oリング バキュームバルブ (バキュームノズル側)用		D0312107 150	¥200
バキュームホース ビバQ用(1.8 m)		U1173076	¥10,800
Oリングセット バキュームホース ジョイント用 (2個入り)		Y1004143	¥600

製品名	製品	製品番号	標準価格
洗浄アダプター		U1144097	¥2,000
バキューム キャップA		U1144750	¥800
バキューム キャップB		U1173080	¥800
バキュームボトル セット ビバQ用		U1173070	¥26,500
バキュームボトル ビバQ用 蓋なし		U1173417	¥7,500
パッキン バキュームボトル蓋用		U1173413	¥1,000
Oリング フロートジョイント用		D0311138 240	¥300
Oリング バキュームボトル蓋 ジョイント用		D0312150 150	¥300
フロート玉 ボトル用		U1173407	¥800
フロート本体 ボトル用		U1173410	¥1,500

製品名	製品	製品番号	標準価格
フィルター バキュームボトル用		U1173415	¥1,500
ドレンねじセット		U1173032	¥1,500
Oリング コントロールユニット ジョイント用		D0312215 150	¥350
フィルター コントロールユニット用		U1173227	¥200
ACコード		U435550	¥500
ヒューズ T2.5 AH 250 V		D1202225 010	¥220
ホルダ		U1173605	¥2,500
ボール (1本)		U1173061	¥1,500
ボール台座		U1173060	¥2,500

ビバメイト G5

製品名	製品	製品番号	標準価格
VMG30EM ビバメイト G5 モーター&コード		E1069	¥76,000
FC-76M フットコントロール ※標準セットには 含まれておりません		Z1082002	¥8,500
ハンドピース スタンド		Z095206	¥2,000

製品名	製品	製品番号	標準価格
バッテリーパック		U1068052	¥13,500
ACアダプター ビバメイト G5用		U1115	¥13,000
ACコード		40012020	¥1,500

製品名	製品	製品番号	標準価格
キャリングセット ビバメイト G5用		Y1002171	¥5,000
Oリングセット		Y1003728	¥1,200

ビバサポート 2

製品名	製品	製品番号	標準価格
FC-76M フットコントロール		Z1082002	¥8,500
VS分岐チューブ セット ハリオス 370用		Z1125090	¥1,000
バッテリーパック		U1068052	¥13,500
中継コード		U1089600	¥2,000
ティスポーザブル 排唾管 10本セット		Z1137053	¥1,000
VS排唾チューブ 排唾ジョイント付		Z1137050	¥2,500
排唾チューブ 半透明チューブのみ (標準セット品)		Z1137560	¥1,000
排唾ドレイン チューブ		Z1137401	¥300

製品名	製品	製品番号	標準価格
VS排唾ボトル 接続チューブ		Z1137051	¥3,000
VS排唾ボトル 400セット		Z1137001	¥8,000
VS注水ボトル 400セット		Z1125001	¥5,500
VS注水ポンプ 注水ジョイント付		U1089010	¥5,500
VS注水チューブ		Z1125050	¥1,500
チューブクランプ セット 6個セット		U1089058	¥500
ACアダプタ 防水シートゴム付		U1115002	¥13,000
ACコード		40012020	¥1,500

製品名	製品	製品番号	標準価格
VSキャリングケース		U1089054	¥5,000
VSトレイ		U1089111	¥3,000
VS排唾ジョイント		Z1137052	¥800
排唾インライン		Z1137503	¥700
VS排唾ボトル用 パッキン (白)		Z1137353	¥500
VS排唾ボトル用 パッキン (黒)		Z1137352	¥300
VS排唾ボトル用 フタ		Z1137010	¥4,400

株式会社ナカニシ www.nsk-nakanishi.co.jp

本社・工場 〒322-8666 栃木県鹿沼市下日向700
TEL: 0289-64-3380
FAX: 0289-62-5636

東京事務所 〒110-0015 東京都台東区東上野4-8-1
TIXTOWER UENO 9F
TEL: 03-5828-4180
FAX: 03-5828-0064

大阪事務所 〒530-0057 大阪府北区曽根崎2-12-7
清和梅田ビル 10F
TEL: 06-6315-7217
FAX: 06-6315-7218

ナカニシお客様相談窓口 ナカニシ コール
受付時間 (土日祝日を除く) **9:00~17:00** ☎ **0120-7242-56**
NSK製品に関するご意見・ご質問などございましたら、PHS・携帯からでもお気軽にお寄せください。

本カタログに記載しております標準価格に消費税は含まれておりません。仕様及び形状は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。ご使用前に必ず、製品に添付の「取扱説明書」および「添付文書」をお読みください。



PR-D1140v2 19.08.10.SP