


形成用チップ(最終仕上げ)

支台歯形成における概形成、軸面形成を回転切削器具で行った後の、フィニッシュラインの形成用として使用します。回転切削器具だけでは除去できない微細な鋭縁など、フィニッシュラインを明確に仕上げることが可能です。



パワーレベル 1~2

■トルペードシェイプ用 ダイヤモンドコーティング




■ クラウンエッジの仕上げ・位置決め



■ ラミネートベニア形成隣接面フィニッシングライン仕上げ



製品名 S71D 製品番号 Z252471 標準価格 ¥15,000



製品名 S72D 製品番号 Z252472 標準価格 ¥15,000

■形成用 ダイヤモンドコーティング



■ 支台歯形成の最終仕上げ



■ J Shape の除去



■ 形成限界の明示



■ シーラント除去(再充填)



製品名 S81D 製品番号 Z252469 標準価格 ¥15,000



製品名 S82D 製品番号 Z252462 標準価格 ¥15,000



製品名 S83D 製品番号 Z252461 標準価格 ¥15,000



製品名 S86D 製品番号 Z252460 標準価格 ¥15,000

販売名: NSK エアスケーラ用チップ 認証番号: 224ALBZX00042000
一般的名称: 歯科用エアスケーラ 管理医療機器

症例写真提供: 貞光歯科医院(奈良市), モリカガ歯科医院(さいたま市), ノブ Antal オフィス(東京都中央区)



熱水洗浄可能
(S50-C1, S50-C2, S50-F1, S50-F2 除く)



135℃
111 135℃までの温度でオートクレーブ可能

株式会社ナカニシ www.nsk-nakanishi.co.jp

本社・工場 〒322-8666
栃木県鹿沼市下日向700
TEL: 0289-64-3380
FAX: 0289-62-5636

東京事務所 〒110-0015
東京都台東区東上野4-8-1
TIXTOWER UENO 9F
TEL: 03-5828-4180
FAX: 03-5828-0064

大阪事務所 〒530-0057
大阪市北区曽根崎2-12-7
清和梅田ビル 10F
TEL: 06-6315-7217
FAX: 06-6315-7218

ナカニシお客様相談窓口

受付時間(土日祝日も除く) 9:00~17:00 ☎ 0120-7242-56

NSK製品に関するご意見・ご質問などございましたら、PHS・携帯からでもお気軽にお寄せください。



PR-D1219 v1 20.08.07.SP

本カタログに記載しております標準価格に消費税は含まれておりません。仕様及び形状は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
ご使用前に必ず、製品に添付の「取扱説明書」および「添付文書」をお読みください。

NSK

CREATE IT.

エアースケーラー Ti-Max S970 チップ

■ソニックブラシ ■補綴物用チップ ■形成用チップ



ソニックブラシ



■ アバットメント ■



■ 矯正装置周囲 ■



■ 補綴物マージン部付近 ■



■ 仮着材の除去 ■



■ 染出し後 ■



■ 補綴物接着前の歯牙表面 ■



■ 研磨ペースト ■



■ シーラント接着前 ■



■ 歯頸部 ■

エアー圧による音波振動を利用してブラシが振動するため、歯質や補綴修復物を傷つけずにバイオフィilmなどを除去することができます。また、振動により付着物を除去するため、粘膜を巻き込むことなくソフトで効率的な清掃が行えます。



パワーレベル 1~2

補綴物用チップ



■ 最後臼歯遠心部 ■




■ マージン部や歯冠隅角 ■



■ 前歯部の薄い歯肉 ■



■ インプラント体から補綴への移行部 ■



パワーレベル 1~2

プラスチック素材を使用しているため、補綴・修復物へのキズを最小限に抑えて付着物を除去することができます。補綴物のメンテナンスに最適です。

製品名 V-P10-A	製品番号 Y1002746	標準価格 ¥2,800
●3本入 ※S35ホルダー別売		
製品名 V-P11R-A	製品番号 Y1002747	標準価格 ¥3,000
●3本入 ※S35ホルダー別売		
製品名 V-P11L-A	製品番号 Y1002748	標準価格 ¥3,000
●3本入 ※S35ホルダー別売		
製品名 V-P12-A	製品番号 Y1002749	標準価格 ¥3,000
●3本入 ※S35ホルダー別売		

製品名 S35	製品番号 Z252015	標準価格 ¥5,300
●Vチップホルダー ●Eチップ用レンチ付属 ※プラスチックチップ別売		

製品名 ペリオコントロールチップエアスケラキット	製品番号 Y1002754	標準価格 ¥8,000
●S35ホルダー ●V-P10-A、V-P11R-A、V-P11L-A、V-P12-A : 各1本入 ●Eチップ用レンチ付属		

販売名: NSK エアスケラ用チップ 認証番号: 224ALBZX00042000
一般名称: 歯科用エアスケラ 管理医療機器

Ti-Max S970 エアスケラー ラインナップ

- チタン製ボディー & DURACOAT ●3段階パワー調整可能 ●振動数5,800~6,200 Hz
- グラスロッドライト ●標準付属: スケーリング用チップ3本(S1, S2, S3各1本)、チップカバー(L)、チップ交換レンチ(CR-20)



	NSK		カボ	シロナ	モリタ	ヨシダ	オサダ
製品名	S970L	S970	S970KL	S970SL	S970ML	S970YL	S970FL
製品番号	T1005	T1020	T1013	T1015	T1017	T1035	T1036
標準価格	¥173,000	¥136,000	¥173,000	¥173,000	¥173,000	¥173,000	¥173,000
ライト	ライト付	ライト無し			ライト付		

販売名: ティーマックス S970 認証番号: 223ALBZX00028000 一般名称: 歯科用エアスケラ 管理医療機器 特定保守管理医療機器

製品名 S50-C1	製品番号 Y900097	標準価格 ¥2,700
●コニカルブラシ(小) ●5個入		

製品名 S50-C2	製品番号 Y900098	標準価格 ¥2,700
●コニカルブラシ(大) ●5個入		

製品名 S50-F1	製品番号 Y900099	標準価格 ¥2,700
●フラットブラシ(小) ●5個入		

製品名 S50-F2	製品番号 Y900100	標準価格 ¥2,700
●フラットブラシ(大) ●5個入		

製品名 S50	製品番号 Z252450	標準価格 ¥15,900
●ソニックブラシホルダー ●Eチップ用レンチ付属 ※ブラシ別売		

製品名 S50 ソニックブラシセット	製品番号 Y900096	標準価格 ¥26,700
●S50ソニックブラシホルダー ●S50-C1、S50-C2、S50-F1、S50-F2 : 各5個入 ●Eチップ用レンチ付属		

販売名: S50 ソニックブラシセット 認証番号: 222ALBZX00019000
一般名称: 歯科用エアスケラ 管理医療機器