

RESTORATIVE & PROSTHETICS



RESTORATIVE & PROSTHETICS

Create it 

NSK

INDEX

Air Turbines

Technology & Function	P 03 - 04
Ti-Max Z	P 05 - 06
S-Max M	P 07 - 10
S-Max pico	P 11
Ti-Max X450	P 12
Couplings	P 13 - 14

Contra-angles

Technology & Function	P 15 - 16
Ti-Max Z	P 17 - 18
Ti-Max Z45L	P 18
Ti-Max X	P 19 - 20
FX Series	P 21 - 22
EX Series / isoE-LUX	P 23 - 24

Clinical Micromotors


Micromotors	P 25
Air Motors	P 26

Scalers

Varios 970 / Ti-Max S970	P 27 - 28
--------------------------------	-----------

Spare Parts	P 29 - 30
-------------------	-----------

TECHNOLOGY & FUNCTION



Ti-Max Z Premium

Z800/Z900



Full Powered Flexibility

POWERFUL

エアータービンに、パワフルな進化を。

エアータービンTi-Max Zは、ハンドピースに必要なあらゆる要素をより高いレベルまで追求。つねに“期待を上回る製品を提供する”という哲学のもと、一切の妥協を許さないナカニシの製品設計と超精密加工技術によって次のステージへ。もっと使いやすく、もっとスピーディーに。そして、もっとスムーズな治療を。そんなすべてのドクターのニーズに応えるために、高性能エアータービンのベストバランスを求めて。ハイパワーを活かす新たな進化が、歯科医療の現場を変えていきます。



DURABLE

エアータービンのベアリング耐久性が従来の約2倍

過酷な使用状況の中でボールを保持する部品であるリテーナーの摩擦抵抗を減らすため、素材や形状を全面的に見直し、当社従来品の約2倍の耐久性を誇るベアリングを開発。熱水洗浄やオートクレーブの繰り返しにも対応できる耐久性を実現しました。

滑りにくく傷つきにくい表面処理技術“DURAGRIP”

純チタン製ボディーの表面に、微小な凹凸によって光沢面を排除するブラスト処理を行い、その表面に独自の“DURAGRIP”コーティングを施しました。傷が付きにくく耐久性がアップすると同時に、表面の凹凸により滑りにくく快適なグリップ感を確保します。

Z800/Z900



94°アングルヘッド
チタン製ボディー & DURAGRIP
セラミックボールベアリング
グラスロッドライト
クリーンヘッドシステム
プッシュボタン式チャック
カートリッジ交換可能
水フィルター内蔵
4点注水スプレー
安心の2年保証



ミニヘッド
パワー：23 W(Z800L)
21 W(Z800L以外)
回転速度：360,000-440,000 min⁻¹
ヘッドサイズ：φ10.8 × H 12.1 mm

スタンダードヘッド
パワー：26 W(Z900L)
24 W(Z900L以外)
回転速度：320,000-400,000 min⁻¹
ヘッドサイズ：φ12.5 × H 13.1 mm

NSK バテラスカップリング

ヘッド	ライト	製品名	製品番号	標準価格
ミニ	●	Z800L	P1110	¥125,000
スタンダード	●	Z900L	P1111	¥125,000

モリタαメインチューブ

ヘッド	ライト	製品名	製品番号	標準価格
ミニ	●	Z800ML	P1122	¥125,000
スタンダード	●	Z900ML	P1123	¥125,000

ヨシダクイックジョイント

ヘッド	ライト	製品名	製品番号	標準価格
ミニ	●	Z800YL	P1126	¥125,000
スタンダード	●	Z900YL	P1127	¥125,000

オサダファインジョイント




ヘッド	ライト	製品名	製品番号	標準価格
ミニ	●	Z800FL	P1128	¥125,000
スタンダード	●	Z900FL	P1129	¥125,000

KaVo® Multiflex®

ヘッド	ライト	製品名	製品番号	標準価格
ミニ	●	Z800KL	P1112	¥125,000
スタンダード	●	Z900KL	P1113	¥125,000

Sirona® Quick coupling

ヘッド	ライト	製品名	製品番号	標準価格
ミニ	●	Z800SL	P1114	¥125,000
スタンダード	●	Z900SL	P1115	¥125,000



S-Max M_{Advanced} M micro/M800/M900

Maximum
Power



MORE POWERFUL

3X-Power System (トリプルエクスパワーシステム)

最新の流体シミュレーションソフトウェアを駆使し、給排気をつかさどる「3X-Power System」を新開発。これにより空気を効率よく出力に変換でき、20 Wから26 W^{*}への大幅なパワーアップを実現させました。^{*}M900L



**Extended
Cylindrical Nozzle**

突出円筒型ノズル

ノズル構造を最適化。整った空気の流れを生み出し、空気の流れを低減。空気の力を高効率で回転力に変換します。



**Expanded
Rotor Bucket**

ローターバケットの拡大

空気を受ける面積が従来比100%UP(2倍)。広いバケット面で無駄なく空気を受けて高トルクを実現します。



**Expanded
Exhaust Groove**

排気溝の拡大


拡大した排気溝で、バケットが受けた空気を速やかに排気。スムーズな排気により、低回転速度域のトルクが向上します。

SAFETY & INFECTION CONTROL

クイックストップ機能

高速回転から約1秒で急停止するクイックストップ機能を搭載。口腔内での巻き込み防止などの安全性を向上。これにより、高速回転による効率的な切削と、クイックストップによる安全性の高い治療が可能です。

S-Max M900L
クイックストップ & 切削
動画



ストッパー

エアーの供給を停止すると、ストッパーのゴムが回転軸に接触してブレーキを掛けます。

グリーンヘッドシステム

ナカニシ独自のラビリンス機構により、エアータービンへのサックバックを大幅に軽減します。



3ステップで簡単に交換可能なカートリッジ


交換手順はわずか3ステップ。修理に出す時間のロスを抑えます。



付属のヘッドキャップレンチをヘッドキャップに合わせ、反時計方向に回すと取り外せます。



バーを押し上げると、ヘッドからカートリッジが外れます。



新しいカートリッジを切り欠きに合わせて挿入。ヘッドキャップを付属のレンチで取り付ければ完成です。

M micro
カートリッジ
交換動画




M800 / M900
カートリッジ
交換動画




M micro USABILITY

ミニヘッド + 100°アングルヘッドによる高いアクセス性

S-Max M microは、100°アングルヘッドで臼歯部ヘスムーズにアクセス。ミニヘッドのため、広い視野を確保することができます。口腔内の生理的なカーブ(スピーカーカーブやウィルソンカーブ)を考慮したデザインで、臼歯部へアクセスした際に、前歯に干渉するリスクが少なく、ストレスを低減した施術が可能です。




S-Max M800Lとの比較



S-Max M microの効果的な施術

上顎側部7番への使用 (筋突起が近接した際のアクセス)

日常臨床での施術しにくい部位(開口時に生じる筋突起の近接)に対して、100°アングルが施術時の視界を妨げず、ミニヘッドがアクセスを容易にし、ストレスを低減した施術が可能です。



上顎前歯、支台歯形成時の使用


ヘッドの前面が隣在歯に干渉せずに施術が可能です。シリーズ最小ヘッドは様々な施術で効果を発揮します。



M micro / M800 / M900



- 100°アングルヘッド (M micro)
- 90°アングルヘッド (M800 / M900)
- ステンレス製ボディー
- セラミックボールベアリング
- グラスロッドライト
- クリーンヘッドシステム
- クイックストップ
- プッシュボタン式チャック
- カートリッジ交換可能
- 3X-Power System
- 4点注水スプレー



ミニヘッド
パワー：20 W
回転速度：380,000-450,000 min⁻¹
350,000-450,000 min⁻¹ (M micro YL, M micro FL)
ヘッドサイズ：ø9.0 x H 10.8 mm
スタンダード / ショートシャングバー専用



スタンダードヘッド
パワー：23 W
回転速度：380,000-450,000 min⁻¹
350,000-450,000 min⁻¹ (M800YL, M800FL)
ヘッドサイズ：ø10.6 x H 12.4 mm
スタンダード / ショートシャングバー専用



トルクヘッド
パワー：26 W
回転速度：325,000-430,000 min⁻¹
300,000-410,000 min⁻¹ (M900YL, M900FL)
ヘッドサイズ：ø12.1 x H 13.3 mm
スタンダードシャングバー専用

NSK バテラスカップリング				
ヘッド	ライト	製品名	製品番号	標準価格
ミニ	●	M micro	PA2306	¥103,000
スタンダード	●	M800L	P1253	¥103,000
トルク	●	M900L	P1254	¥103,000

NSK マツハカップリング				
ヘッド	ライト	製品名	製品番号	標準価格
スタンダード	—	M800	P1255	¥78,000
トルク	—	M900	P1256	¥78,000

モリタαメインチューブ				
ヘッド	ライト	製品名	製品番号	標準価格
ミニ	●	M micro ML	PA2313	¥103,000
スタンダード	●	M800ML	P1267	¥103,000
トルク	●	M900ML	P1268	¥103,000

ヨシダクイックジョイント				
ヘッド	ライト	製品名	製品番号	標準価格
ミニ	●	M micro YL	PA2314	¥103,000
スタンダード	●	M800YL	P1269	¥103,000
トルク	●	M900YL	P1270	¥103,000

オサダファインジョイント				
ヘッド	ライト	製品名	製品番号	標準価格
ミニ	●	M micro FL	PA2315	¥103,000
スタンダード	●	M800FL	P1271	¥103,000
トルク	●	M900FL	P1272	¥103,000

KaVo® Multiflex®				
ヘッド	ライト	製品名	製品番号	標準価格
ミニ	●	M micro KL	PA2309	¥103,000
スタンダード	●	M800KL	P1257	¥103,000
トルク	●	M900KL	P1258	¥103,000

Sirona® Quick coupling				
ヘッド	ライト	製品名	製品番号	標準価格
ミニ	●	M micro SL	PA2310	¥103,000
スタンダード	●	M800SL	P1261	¥103,000
トルク	●	M900SL	P1262	¥103,000

S-Max M800 / M900 プロモーション動画



エアータービン メンテナンス動画



S-Max pico Special



- 90° アングルヘッド
- ステンレス製ボディ
- セラミックボールベアリング
- グラスロッドライト
- クリーンヘッドシステム
- プッシュボタン式チャック
- シングルスプレー



パワー：9 W
回転速度：380,000-450,000 min⁻¹
360,000-430,000 min⁻¹(S-Max pico YL, pico FL)
ヘッドサイズ：ø8.6 × H 9.0 mm
ショートシャンクバー / スーパーショートシャンクバー専用

NSK バテラスカップリング

ライト	製品名	製品番号	標準価格
●	S-Max pico	P1140	¥115,000

モリタαメインチューブ


ライト	製品名	製品番号	標準価格
●	S-Max pico ML	P1146	¥115,000

ヨシダクイックジョイント

ライト	製品名	製品番号	標準価格
●	S-Max pico YL	P1148	¥115,000

pico 専用バー

製品名	製品番号	標準価格
PC1 ・3本入	Y1001817	¥2,700
PC2 ・3本入	Y1001818	¥2,700
PC3 ・3本入	Y1001819	¥2,700
PC3ff ・エクストラファインバー ・3本入	Y1002019	¥2,700
PC4 ・3本入	Y1001820	¥2,700



オサダファインジョイント

ライト	製品名	製品番号	標準価格
●	S-Max pico FL	P1165	¥115,000


KaVo® Multiflex®

ライト	製品名	製品番号	標準価格
●	S-Max pico KL	P1142	¥115,000

Sirona® Quick coupling

ライト	製品名	製品番号	標準価格
●	S-Max pico SL	P1143	¥115,000

製品名	製品番号	標準価格
PC4ff ・エクストラファインバー ・3本入	Y1002020	¥2,700
PC5 ・3本入	Y1001821	¥2,700
PC5ff ・エクストラファインバー ・3本入	Y1002021	¥2,700
PC6 ・3本入	Y1001822	¥2,700
PC6ff ・エクストラファインバー ・3本入	Y1002022	¥2,700



Ti-Max X450 Special



- 45° アングルヘッド
- チタン製ボディ & DURACOAT
- セラミックボールベアリング
- グラスロッドライト
- クリーンヘッドシステム
- プッシュボタン式チャック
- 3点注水スプレー(チップエアなし)
- ※ 注水は噴霧状にはなりません。



パワー：21 W(X450L)、18 W(X450L以外)
回転速度：380,000-450,000 min⁻¹
ヘッドサイズ：ø11.2 × H 13.5 mm
25 mmロングバー専用

NSK バテラスカップリング

ライト	製品名	製品番号	標準価格
●	X450L	P1078	¥114,000

モリタαメインチューブ

ライト	製品名	製品番号	標準価格
●	X450ML	P1083	¥114,000

ヨシダクイックジョイント

ライト	製品名	製品番号	標準価格
●	X450YL	P1085	¥114,000

KaVo® Multiflex®

ライト	製品名	製品番号	標準価格
●	X450KL	P1079	¥114,000

Sirona® Quick coupling

ライト	製品名	製品番号	標準価格
●	X450SL	P1080	¥114,000

エアータービン
メンテナンス動画



Couplings



逆止弁(感染予防機構)

ナカニシ社製カップリングには、逆止弁が内蔵されています。ユニットのプルバック機構(水のポタ落ち防止)により、水と共に口腔内の汚物が吸引されるのを予防します。「クリーンヘッドシステム」と同様に感染予防対策として、重要な役割をします。



NSK パテラスカップリング

ライト	製品名	製品番号	標準価格
●	PTL-CL-LED	P1001600	¥40,000

• ステンレス製ボディー • チタンコーティング • 逆止弁付



NSK パテラスカップリング

ライト	製品名	製品番号	標準価格
●	PTL-CL-LED III	P1001601	¥44,000

• ステンレス製ボディー • チタンコーティング • 逆止弁付 • 水量調節機構付



KaVo® カップリング

ライト	製品名	製品番号	標準価格
●	KCL-LED	P1005600	¥52,000

• ステンレス製ボディー • チタンコーティング • 逆止弁付 • 水量調節機構付



Sirona® カップリング

ライト	製品名	製品番号	標準価格
●	SCL-LED	P1009600	¥52,000

• ステンレス製ボディー • チタンコーティング • 逆止弁付 • 水量調節機構付



NSK マツハカップリング

ライト	製品名	製品番号	標準価格
—	FM-CL-M4	P434051	¥20,000

• ステンレス製ボディー • 逆止弁付

カップリングジョイント タイプ別一覧

カップリング	ライト	Ti-Max Z800 Ti-Max Z900 S-Max M micro S-Max M800 S-Max M900 S-Max pico Ti-Max X450							
		ミニヘッド	スタンダードヘッド	ミニヘッド	スタンダードヘッド	トルクヘッド	ウルトラミニヘッド	45°アングルヘッド	
NSK パテラスカップリング									
	●	製 品 名	Z800L	Z900L	M micro	M800L	M900L	pico	X450L
		製品番号	P1110	P1111	PA2306	P1253	P1254	P1140	P1078
		標準価格	¥125,000	¥125,000	¥103,000	¥103,000	¥103,000	¥115,000	¥114,000
NSK マツハカップリング									
	—	製 品 名	—	—	—	M800	M900	—	—
		製品番号	—	—	—	P1255	P1256	—	—
		標準価格	—	—	—	¥78,000	¥78,000	—	—
モリタαメインチューブ									
	●	製 品 名	Z800ML	Z900ML	M micro ML	M800ML	M900ML	pico ML	X450ML
		製品番号	P1122	P1123	PA2313	P1267	P1268	P1146	P1083
		標準価格	¥125,000	¥125,000	¥103,000	¥103,000	¥103,000	¥115,000	¥114,000
ヨシダクイックジョイント									
	●	製 品 名	Z800YL	Z900YL	M micro YL	M800YL	M900YL	pico YL	X450YL
		製品番号	P1126	P1127	PA2314	P1269	P1270	P1148	P1085
		標準価格	¥125,000	¥125,000	¥103,000	¥103,000	¥103,000	¥115,000	¥114,000
オサダファインジョイント									
	●	製 品 名	Z800FL	Z900FL	M micro FL	M800FL	M900FL	pico FL	—
		製品番号	P1128	P1129	PA2315	P1271	P1272	P1165	—
		標準価格	¥125,000	¥125,000	¥103,000	¥103,000	¥103,000	¥115,000	—
KaVo® Multiflex®									
	●	製 品 名	Z800KL	Z900KL	M micro KL	M800KL	M900KL	pico KL	X450KL
		製品番号	P1112	P1113	PA2309	P1257	P1258	P1142	P1079
		標準価格	¥125,000	¥125,000	¥103,000	¥103,000	¥103,000	¥115,000	¥114,000
Sirona® Quick coupling									
	●	製 品 名	Z800SL	Z900SL	M micro SL	M800SL	M900SL	pico SL	X450SL
		製品番号	P1114	P1115	PA2310	P1261	P1262	P1143	P1080
		標準価格	¥125,000	¥125,000	¥103,000	¥103,000	¥103,000	¥115,000	¥114,000

Contra-angles TECHNOLOGY & FUNCTION

セラミックボールベアリング

スチールボールより約25%硬く、
また重量は約1/2のため磨耗が
少なく、カートリッジの長寿命化を
実現します。
(増速シリーズのみ)

ヘッドの高さ・径をより小さく

視認性、アクセス性に対するニーズに
応えるために、ヘッドサイズを限界ま
で絞り込みました。

プッシュボタン式チャック

強いグリップとワンタッチ着脱が可能で、
ナカニシ独自のバーロック機構

クリーンヘッドシステム

ナカニシ独自のラビリンス機構により、
口腔内の血液、異物などの浸入を防ぐ
サックバック防止機構です。

アンチヒーティングシステム

ハンドピースの発熱を低減。
より快適な治療を目指した、
ナカニシ独自の発熱防止機構です。
(増速シリーズのみ)

ネック部分をより細く視認性を高く

ネック部分を改良することで、従来よりも
視認性を向上させました。

4点注水スプレー

バー全体に効率よくスプレー可能で
高い冷却効果を実現します。
(Z95L, Z84L, Z45L)

DURAGRIP

ナカニシ独自の滑りにくく傷が付きにくい表面処理により、
耐久性がアップし快適なグリップ感を確保します。

高度な組付け精度

ナカニシの精密加工技術による高精度のパーツを、
手作業で組み合わせ圧着。その組付け精度は、
故障しにくく耐久性の高い製品づくりに
貢献しています。

水フィルター内蔵

水経路への異物混入をシャットアウト。
水詰まりのトラブルを低減します。
(Ti-Max Zシリーズのみ)

高い静粛性と低振動

ミクロン単位の精度で部品とギアを組み合わせ、
静粛性と低振動を実現しました。

ボディー下部をよりスリムな形状に

前歯部に当たりにくい形状にしてほしい、という多く
の術者からの要望に応え、ボディーのグリップをより
細くした形状になっています。

Ti-Max Z Premium

Maximum
Comfort



ギア比	ライト	製品名	製品番号	標準価格
増速 1:5	●	Z85L	C1062	¥160,000

- 最高回転速度：200,000 min⁻¹ • ヘッドサイズ：ø8.9 × H 11.9 mm
- ミニヘッド • チタン製ボディー & DURAGRIP • アンチヒーティングシステム
- セラミックボールベアリング • グラスロッドライト
- クリーンヘッドシステム • プッシュボタン式チャック • 水フィルター内蔵
- シングルスプレー • FGバー用(ø1.6)ショートシャンクバー専用



ギア比	ライト	製品名	製品番号	標準価格
増速 1:1	●	Z25L	C1038	¥120,000

- 最高回転速度：40,000 min⁻¹ • ヘッドサイズ：ø8.9 × H 13.4 mm
- チタン製ボディー & DURAGRIP • グラスロッドライト
- クリーンヘッドシステム • プッシュボタン式チャック
- 水フィルター内蔵 • シングルスプレー • コントラバー用(ø2.35)

Ti-Max Z45L Special



ジェット注水



ミスト注水

切替可能な2way注水方式

観血的処置では、チップエアーのないジェット注水で気腫を防止。切削バーと歯牙への高い冷却効果を発揮するミスト注水により歯牙への熱損傷リスクの軽減を実現。施術状況にあわせて切替えができる2way注水方式は術者の自由度を大きく向上させます。



ギア比	ライト	製品名	製品番号	標準価格
増速 1:5	●	Z95L	C1034	¥155,000

- 最高回転速度：200,000 min⁻¹ • ヘッドサイズ：ø8.9 × H 13.4 mm
- チタン製ボディー & DURAGRIP • アンチヒーティングシステム
- セラミックボールベアリング • グラスロッドライト
- クリーンヘッドシステム • プッシュボタン式チャック • 水フィルター内蔵
- 4点注水スプレー • FGバー用(ø1.6)



ギア比	ライト	製品名	製品番号	標準価格
増速 1:4.5	●	Z84L	C1135	¥160,000

- 最高回転速度：180,000 min⁻¹ • ヘッドサイズ：ø8.9 × H 12.6 mm
- ミニヘッド • チタン製ボディー & DURAGRIP • アンチヒーティングシステム
- セラミックボールベアリング • グラスロッドライト
- クリーンヘッドシステム • プッシュボタン式チャック • 水フィルター内蔵
- 4点注水スプレー • FGバー用(ø1.6)ショートシャンクバー専用



ギア比	ライト	製品名	製品番号	標準価格
増速 1:4.2	●	Z45L	C1064	¥146,000

- 最高回転速度：168,000 min⁻¹ • ヘッドサイズ：ø9.6 × H 14.5 mm
- 45°アングルヘッド • チタン製ボディー & DURAGRIP
- アンチヒーティングシステム • セラミックボールベアリング
- グラスロッドライト • クリーンヘッドシステム • プッシュボタン式チャック
- 水フィルター内蔵 • 4点注水(2way注水方式) • FGバー用(ø1.6)

Ti-Max Z
プロモーション動画



コントラアングル
メンテナンス動画



Ti-Max X Advanced



ギア比	ライト	製品名	製品番号	標準価格
増速 1:5	●	X95L	C600	¥136,000
	—	X95	C610	¥104,000

- 最高回転速度:200,000 min⁻¹ • チタン製ボディー & DURACOAT
- セラミックボールベアリング • グラスロッドライト
- クリーンヘッドシステム • プッシュボタン式チャック
- 4点注水スプレー • FGバー用(ø1.6)



ギア比	ライト	製品名	製品番号	標準価格
増速 1:5	●	X85L	C604	¥141,000
	—	X85	C614	¥109,000

- 最高回転速度:200,000 min⁻¹ • ミニヘッド
- チタン製ボディー & DURACOAT • セラミックボールベアリング
- グラスロッドライト • クリーンヘッドシステム
- プッシュボタン式チャック • シングルスプレー
- FGバー用(ø1.6)シヨートシャンクバー専用



ギア比	ライト	製品名	製品番号	標準価格
増速 1:5	—	X95EX	C1072	¥90,000

- 最高回転速度:200,000 min⁻¹ • チタン製ボディー & DURACOAT
- セラミックボールベアリング • クリーンヘッドシステム
- プッシュボタン式チャック • 4点注水スプレー • 外部注水 • FGバー用



ギア比	ライト	製品名	製品番号	標準価格
等速 1:1	●	X25L	C601	¥105,000
	—	X25	C611	¥79,000

- 最高回転速度:40,000 min⁻¹ • チタン製ボディー & DURACOAT
- グラスロッドライト • クリーンヘッドシステム
- プッシュボタン式チャック • シングルスプレー • コントラバー用(ø2.35)



ギア比	ライト	製品名	製品番号	標準価格
減速 4:1	●	X15L	C602	¥118,000
	—	X15	C612	¥88,000

- 最高回転速度:10,000 min⁻¹ • チタン製ボディー & DURACOAT
- グラスロッドライト • クリーンヘッドシステム
- プッシュボタン式チャック • シングルスプレー • コントラバー用(ø2.35)



ギア比	ライト	製品名	製品番号	標準価格
減速 10:1	●	X12L	C606	¥121,000
	—	X12	C616	¥91,000

- 最高回転速度:4,000 min⁻¹ • チタン製ボディー & DURACOAT
- グラスロッドライト • クリーンヘッドシステム
- プッシュボタン式チャック • シングルスプレー • コントラバー用(ø2.35)

プロフィー用ハンドピース

ギア比	ライト	製品名	製品番号	標準価格
減速 16:1	●	X57L	C609	¥101,000
	—	X57	C619	¥69,000

- 最高回転速度:2,500 min⁻¹ • チタン製ボディー & DURACOAT
- グラスロッドライト • プロフィー用 • スクリュー式
- 360°回転 • 特殊防塵機構

EVA用ハンドピース

ギア比	ライト	製品名	製品番号	標準価格
減速 4:1	●	X55L	C608	¥130,000
	—	X55	C618	¥98,000

- 最高回転速度:10,000 min⁻¹ • チタン製ボディー & DURACOAT
- グラスロッドライト • プロフィン / エバチップ / オーソファイル用※
- 上下運動(ストローク幅1.4 mm) • チップロック機構

※金属シャンクは不可

ストレートハンドピース

ギア比	ライト	製品名	製品番号	標準価格
等速 1:1	●	X65L	H273	¥105,000
	—	X65	H274	¥57,000

- 最高回転速度:40,000 min⁻¹ • チタン製ボディー & DURACOAT
- グラスロッドライト • クリーンヘッドシステム • シングルスプレー
- ハンドピースバー用(ø2.35) • コントラバー用(ø2.35)



特殊防塵機構



チップロック機構

コントラアングル
メンテナンス動画



FX series Basic



ギア比	製品名	製品番号	標準価格
等速 1:1	FX25	C1052002	¥36,000

- 最高許容回転速度: 40,000 min⁻¹ • クリーンヘッドシステム
- プッシュボタン式チャック • ボールベアリング • 外部注水
- コントラバー用(ø2.35)



ギア比	製品名	製品番号	標準価格
等速 1:1	FX23	C1056002	¥24,000

- 最高許容回転速度: 30,000 min⁻¹ • プッシュボタン式チャック
- 外部注水 • コントラバー用(ø2.35)



ギア比	製品名	製品番号	標準価格
減速 4:1	FX15	C1053002	¥61,500

- 最高許容回転速度: 10,000 min⁻¹ • クリーンヘッドシステム
- プッシュボタン式チャック • ボールベアリング • 外部注水
- コントラバー用(ø2.35)



ギア比	製品名	製品番号	標準価格
減速 16:1	FX75	C1055002	¥63,000

- 最高許容回転速度: 1,250 min⁻¹ • ミニヘッド • プッシュボタン式チャック
- エンジンファイル用 • 360° 回転



ペーストティフエンスシステム



ギア比	製品名	製品番号	標準価格
減速 4:1	FX57	C1054002	¥52,000

- 最高許容回転速度: 5,000 min⁻¹ • プロフィー用 • スクリュー式
- 360° 回転 • ペーストティフエンスシステム



ギア比	製品名	製品番号	標準価格
等速 1:1	FX65	H1014002	¥30,000

- 最高許容回転速度: 40,000 min⁻¹ • クリーンヘッドシステム • 外部注水
- ハンドピースバー用(ø2.35)

EX series Basic

一般切削用ヘッド 外部注水

製品名	製品番号	標準価格
FPB-Y	C875	¥25,500

- 最高許容回転速度:40,000 min⁻¹
- クリーンヘッドシステム • プッシュボタン式チャック
- ボールベアリング • コントラバー用(ø2.35)



製品名	製品番号	標準価格
NAC-Y	C032002	¥13,500

- 最高許容回転速度:30,000 min⁻¹
- ラッチ式コントラ • コントラバー用(ø2.35)



プロフィー用ヘッド

製品名	製品番号	標準価格
AR-Y(S)	C187	¥12,000

- 最高許容回転速度:5,000 min⁻¹
- プロフィー用 • スクリュー式 • 360°回転



EVA用ヘッド

製品名	製品番号	標準価格
EVA-Y	C235	¥12,000

- 最高許容回転速度:10,000 min⁻¹
- エバチップ用 • 上下往復(ストローク幅1.4 mm)



エンド用ヘッド

製品名	製品番号	標準価格
MP-Y	C547	¥18,000

- 最高許容回転速度:20,000 min⁻¹
- ミニヘッド • プッシュボタン式チャック • 360°回転



製品名	製品番号	標準価格
MPAS-Y	C882	¥28,000

- 最高許容回転速度:20,000 min⁻¹
- ミニヘッド • プッシュボタン式チャック
- 根管長測定器接続用(シャンク長12 mm) • 360°回転



製品名	製品番号	標準価格
NRS2-Y	C549	¥19,500

- 減速 10:1 • 最高許容回転速度:3,000 min⁻¹
- クリーンヘッドシステム • プッシュボタン式チャック
- エンジンファイル用(ø2.35) • 360°回転



製品名	製品番号	標準価格
VM-Y	C765001	¥21,500

- 最高許容回転速度:8,000 min⁻¹
- プッシュボタン式チャック • ハンドファイル用
- 上下往復(ストローク幅0.4 mm)



シャンク

ギア比	製品名	製品番号	標準価格
等速 1:1	EC-30	C100008	¥10,500



ギア比	製品名	製品番号	標準価格
減速 4:1	ER4	C634	¥36,000



ギア比	製品名	製品番号	標準価格
減速 10:1	ER10	C635	¥40,500



ギア比	製品名	製品番号	標準価格
減速 16:1	ER16	C636	¥45,000



ストレートハンドピース



ギア比	製品名	製品番号	標準価格
等速 1:1	EX-6D	H267	¥30,000

- 最高許容回転速度:40,000 min⁻¹ • クリーンヘッドシステム
- ハンドピースバー用(ø2.35)

■最高許容回転速度は、1:1の等速シャンクを装着した時のモーター回転速度を表します。

isoE-LUX 歯科用照明器具



訪問診療先の環境にかかわらず、口腔内を明るく照射します。スリムボディによる高いアクセス性で、見えにくい部分にもアプローチが可能。



ライト	製品名	製品番号	標準価格
●	isoE-LUX	Z1265	¥35,000

AR-Y(S)
ヘッド交換動画



Electric Micromotors

NLX nano

高いバランス性

マイクロモーターが従来に比べ短く、軽くなったため、コントラアングルを付けた状態でも、高いバランス性を実現。また、エアータービンとほぼ同等の長さになり、同じような感覚でシームレスな治療が可能になります。



製品名	製品番号	標準価格
NLX nano 標準セット	Y1001320	¥185,000

セット内容
•制御ユニット •ライト付モーター •モーターコード •ACアダプター •ACコード

仕様
[制御ユニット]
•定格入力：AC 28 V 50/60 Hz •寸法：W 127 × D 149 × H 54 mm •重量：517 g
[モーター]
•回転速度：2,000-40,000 min⁻¹ •最大トルク：3.4 Ncm

製品名	製品番号	標準価格
NLX nano	E1044051	¥110,000

- NLX nano用ライト付モーター(コード無し)
- 135℃までの温度でオートクレーブ可能



製品名	製品番号	標準価格
NLX CD	E1044061	¥28,000

- NLX nano用コード(2.2 m)



広範囲の治療が可能に

NLX nanoマイクロモーターは、術者の方々が既にお持ちのEタイプ*のライト付またはライト無しのコントラアングルをそのまま接続して使用可能です。様々なコントラアングルの組み合わせにより、100から200,000min⁻¹までの広範囲な回転域を実現し、幅広い治療に対応できます。

※ISO 3964準拠

	100	1,000	2,000	2,500	10,000	40,000	200,000
16 : 1		100-2,500 min ⁻¹					
1 : 1				2,000-40,000 min ⁻¹			
1 : 5					10,000-200,000 min ⁻¹		



製品名	製品番号	標準価格
NLAC(100V)	U497001	¥16,000

- NLX nano用ACアダプター



Air Motors

Ti-Max X205L

ライト	製品名	製品番号	標準価格
●	X205L	M1013	¥120,000

- 最高回転速度: 23,000 min⁻¹ ±10%
- チタン製ボディー & DURACOAT • ライト付ISO標準4ホール
- 逆止弁付 • 内部注水



S-Max M205

ライト	製品名	製品番号	標準価格
—	M205	M1007	¥95,000

- 最高回転速度: 22,000 min⁻¹ ±10%
- ステンレス製ボディー • ミッドウェスト4ホール
- 逆止弁付 • 内部注水



Ultrasonic Scaler

Varios 970

バリ奥斯 970 標準セット

ライト	製品名	製品番号	標準価格
●	VA970 Lux	Y1001451	¥286,000
—	VA970	Y1001452	¥239,000

- セット内容
- コントロールユニット
 - ハンドピース
 - ハンドピースコード
 - フットコントロール(FC-70)
 - スケーリング用チップ3本
 - 水フィルターセット
 - 水供給用コネクター
 - チップ交換レンチ(3個・CR-10)
 - VAボトル(2本・400 mL)
 - 滅菌ケース 他付属品



初期う蝕除去

製品名	製品番号	標準価格
G61D	Z217601	¥12,000

- ダイヤモンドコーティング



製品名	製品番号	標準価格
G62D	Z217602	¥12,000

- ダイヤモンドコーティング



Vチップ

製品名	製品番号	標準価格
V30	Z217030	¥11,500

- Vチップホルダー
- 120°アングル
- Eチップ用レンチ付属 ※先端チップ別売



初期う蝕除去 (Vチップ)

製品名	製品番号	標準価格
V-G70	Y900118	¥3,500
• ダイヤモンドコーティング • 3本入		



V-G71	Y900119	¥3,500
• ダイヤモンドコーティング • 3本入		



V-G72	Y900120	¥3,500
• ダイヤモンドコーティング • 3本入		



V-G75	Y900121	¥3,500
• ダイヤモンドコーティング • 3本入		



V-G76	Y900122	¥3,500
• ダイヤモンドコーティング • 3本入		



形態修正・研磨 (Vチップ)

製品名	製品番号	標準価格
V-G77	Y900165	¥4,100
• ダイヤモンドコーティング		
• レギュラー • 3本入		



V-G78	Y900166	¥4,100
• ダイヤモンドコーティング		
• ファイン • 3本入		



V-G79	Y900167	¥4,100
• ダイヤモンドコーティング		
• スーパーファイン • 3本入		



Air Scaler

Ti-Max S970

ライト	製品名	製品番号	標準価格
●	S970L	T1005	¥173,000
—	S970	T1020	¥136,000

- チタン製ボディー & DURACOAT
- 3段階パワー調整可能
- グラスロッドライト
- 標準付属：チップ3種(S1, S2, S3)、チップカバー(L)、チップ交換レンチ(CR-20)



初期う蝕除去

製品名	製品番号	標準価格
S65D	Z252465	¥13,500

- ダイヤモンドコーティング



製品名	製品番号	標準価格
S66D	Z252466	¥13,500

- ダイヤモンドコーティング



製品名	製品番号	標準価格
S67D	Z252467	¥13,500

- ダイヤモンドコーティング



製品名	製品番号	標準価格
S68D	Z252468	¥13,500

- ダイヤモンドコーティング



形成用(最終仕上げ)

製品名	製品番号	標準価格
S81D	Z252469	¥15,000

- ダイヤモンドコーティング



製品名	製品番号	標準価格
S82D	Z252462	¥15,000

- ダイヤモンドコーティング



製品名	製品番号	標準価格
S83D	Z252461	¥15,000

- ダイヤモンドコーティング



製品名	製品番号	標準価格
S86D	Z252460	¥15,000

- ダイヤモンドコーティング



製品名	製品番号	標準価格
S71D	Z252471	¥15,000

- ダイヤモンドコーティング



製品名	製品番号	標準価格
S72D	Z252472	¥15,000

- ダイヤモンドコーティング



Vチップ

製品名	製品番号	標準価格
S75	Z252035	¥11,500

- Vチップホルダー
- 120°アングル
- Eチップ用レンチ付属 ※先端チップ別売



初期う蝕除去 (Vチップ)

製品名	製品番号	標準価格
V-G70	Y900118	¥3,500
• ダイヤモンドコーティング • 3本入		



V-G71	Y900119	¥3,500
• ダイヤモンドコーティング • 3本入		



V-G72	Y900120	¥3,500
• ダイヤモンドコーティング • 3本入		



V-G75	Y900121	¥3,500
• ダイヤモンドコーティング • 3本入		



V-G76	Y900122	¥3,500
• ダイヤモンドコーティング • 3本入		



形態修正・研磨 (Vチップ)

製品名	製品番号	標準価格
V-G77	Y900165	¥4,100
• ダイヤモンドコーティング		
• レギュラー • 3本入		



V-G78	Y900166	¥4,100
• ダイヤモンドコーティング		
• ファイン • 3本入		



V-G79	Y900167	¥4,100
• ダイヤモンドコーティング		
• スーパーファイン • 3本入		



Spare Parts

Ti-Max Z800 / Z900

製品名	製品	製品番号	標準価格
TiZ-MU03 Z800用 カートリッジ		Y1002075	¥33,000
TiZ-SU03 Z900用 カートリッジ		Y1002076	¥33,000
TiZ-MU04 Z800用 ヘッドキャップ		P1051050	¥5,000

製品名	製品	製品番号	標準価格
TiZ-SU04 Z900用 ヘッドキャップ		P1052050	¥5,000
TiZ-MU05 Z800用 ヘッドキャップレンチ		Z265006	¥1,500

製品名	製品	製品番号	標準価格
TiZ-SU05 Z900用 ヘッドキャップレンチ		Z265007	¥1,500
パテラス Oリングセット (5個入)		Y900580	¥1,500

S-Max M micro / M800 / M900

製品名	製品	製品番号	標準価格
SX3-NU03 M micro用 カートリッジ		PA2307 X001	¥32,000
SX4-MU03 M800用 カートリッジ		PA1280 X003	¥32,000
SX4-SU03 M900用 カートリッジ		PA1281 X003	¥32,000
SX-NU04 M micro用 ヘッドキャップ		PA2307 X050	¥5,000
SX-MU04 M800用ヘッドキャップ NSK, KaVo, Dentsply Sirona, ミルタ タイプ		P1001500	¥5,000
SX-MU04 (YOS) M800用ヘッドキャップ ヨシダ, オサダ タイプ		P1026500	¥5,000

製品名	製品	製品番号	標準価格
SX-SU04 (YOS) M900用ヘッドキャップ		P1027500	¥5,000
SX-NU05 M micro用 ヘッドキャップレンチ		PA2307 X765	¥1,000
SX-SU05 M800, M900用 ヘッドキャップレンチ		20000535	¥1,000
Oリング カートリッジ用 M micro, M800 フロント側		D0312049 030	¥300
Oリング カートリッジ用 M micro ミドル・リア側		D0319059 080	¥250

製品名	製品	製品番号	標準価格
Oリング カートリッジ用 M800 リア側, M900 フロント側		D0312069 030	¥300
Oリング カートリッジ用 M900 リア側		D0312077 030	¥300
Oリング M micro ヘッドキャップ用		D0312065 040	¥300
Oリング M800, M900 ヘッドキャップ用		D0312090 040	¥300
パテラス Oリングセット (5個入)		Y900580	¥1,500

S-Max pico

製品名	製品	製品番号	標準価格
SX-PU03 カートリッジ		P1140200	¥30,000
SX-PU04 ヘッドキャップ NSK, KaVo, Dentsply Sirona, ミルタ タイプ		P1140500	¥5,000
SX-PU04 (YOS) ヘッドキャップ ヨシダ, オサダ タイプ		P1148500	¥5,000

製品名	製品	製品番号	標準価格
SX-PU05 ヘッドキャップレンチ		20002803	¥1,000
Oリング カートリッジ用		D0319059 080	¥250

製品名	製品	製品番号	標準価格
Oリング ヘッドキャップ用		D0312065 040	¥300
パテラス Oリングセット (5個入)		Y900580	¥1,500

Ti-Max X450

製品名	製品	製品番号	標準価格
パテラス Oリングセット (5個入)		Y900580	¥1,500

Ti-Max X95EX

製品名	製品	製品番号	標準価格
チューブ		Z166101	¥200

FX シリーズ

製品名	製品	製品番号	標準価格
FX25-03 FX25用 カートリッジ		C1052700	¥10,000
FX23-03 FX23用 カートリッジ		C1056700	¥5,000
FX25-04 FX25, FX23用 ヘッドキャップ		C1052500	¥5,000

製品名	製品	製品番号	標準価格
FX注水ノズル FX25, FX23, FX15用 チューブ付		C1052702	¥2,000
注水ノズル FX65用 チューブ付		H019711	¥2,000

製品名	製品	製品番号	標準価格
FXレンチ FX25, FX23用		C1052701	¥300
チューブ		Z166101	¥200

EX シリーズ

製品名	製品	製品番号	標準価格
FPB-03 FPB用 カートリッジ		C875060	¥10,000
NAC-03 NAC用 カートリッジ		C030011	¥3,200
注水ノズル FPB, NAC, VM用 チューブ付		C032701	¥2,000
FPB-02 FPB, FFB用 ミドルギア		C875012	¥2,500
NAC-02 NAC, AR用 ミドルギア		C032012	¥2,500
ラッチ板 NAC用		C032103	¥200
ラッチ板止めネジ NAC用		C032104	¥200

製品名	製品	製品番号	標準価格
口金レンチ AR-Y(S)用		C185C751	¥200
口金レンチ (黒)		C071751	¥300
チューブ		Z166101	¥200
スクリュー軸組付 AR-Y(S)用		C185A012	¥2,800
防塵シール AR-Y(S)用		C571360	¥200
口金メタル AR-Y(S)用		C185B108A	¥200
口金 AR-Y(S)用		C185C119	¥1,000

製品名	製品	製品番号	標準価格
スクリュー軸 口金セット 正ネジタイプ		C185C060	¥4,200
口金 逆ネジタイプ		C185911	¥1,000
スクリュー軸 口金セット 逆ネジタイプ		C185D060	¥4,200
ブランジャ組付 EVA用		C235A015	¥5,060
フビ本体組付 EVA用		C235A012	¥3,100

NLX nano

製品名	製品	製品番号	標準価格
NLX nano MC NLX nano用 ライト付モーター (コード付)		E1044001	¥138,000
NLX nano NLX nano用 ライト付モーター (コード無し)		E1044051	¥110,000
NLX CD NLX nano用コード (2.2 m)		E1044061	¥28,000
NLAC (100V) NLX nano用 ACアダプター		U497001	¥16,000
ACコード		U435550	¥500

製品名	製品	製品番号	標準価格
Oリング		D0312074 080	¥300
Oリング		D0313084 070	¥300
Oリング NLX nanoモーター用		D0312185 050	¥500
アダプター NLX-YOS ヨシダクイックジョイント (ライト付)		T1024001	¥5,000
アダプター NLX-YS2 ヨシダクイックジョイント (ライト無し)		T1026001	¥5,000

製品名	製品	製品番号	標準価格
アダプター NLX-MRT モリタαメインチューブ		T1023001	¥5,000
アダプター NLX-OS オサダ 4HL, 3HL		T1025001	¥5,000
EL400 ステー 取付金具		Z249	4,000

カスタムエアーは、(株)モリタ東京製作所の登録商標です。
KaVoとMultiflexは、Kaltenbach & Voigt GmbH & Co.の登録商標です。
Dentsply SironaとSironaは、Dentsply Sirona Inc.の登録商標です。

株式会社ナカニシ www.nsk-nakanishi.co.jp

本社・工場 〒322-8666 栃木県鹿沼市下日向700 TEL: 0289-64-3380 FAX: 0289-62-5636	東京事務所 〒110-0015 東京都台東区東上野4-8-1 TIXTOWER UENO 9F TEL: 03-5828-4180 FAX: 03-5828-0064	大阪事務所 〒530-0057 大阪市北区曽根崎2-12-7 清和梅田ビル 10F TEL: 06-6315-7217 FAX: 06-6315-7218
---	---	---

ナカニシお客様相談窓口 ナカニシニ コール
受付時間 (土日祝日も可) 9:00~17:00 ☎0120-7242-56
NSK製品に関するご意見・ご質問などございましたら、PHS・携帯からでもお気軽にお寄せください。