

ハンドピースのための小型滅菌器・自動注油器

iClave mini2 / iCare

導入キャンペーン

キャンペーン期間 | 2026年 4月21日(火) – 6月20日(土)

キャンペーン期間中、特別価格にてご提供いたします。



エアタービンやコントラングルを長く上手に使うためには、日々の念入りなメンテナンスが重要です。

メンテナンスを怠ると、回転不良や異音、発熱などの不具合が生じ、思わぬトラブルや事故の原因となる恐れがあります。より安全で快適な、日々の診療のためには、日常的なメンテナンスが欠かせません。



◀ 詳しいメンテナンス方法については「ハンドピースメンテナンスガイド」をご参照ください。

自動注油器 iCare



製品名 : iCare C2 Type
製品番号: Y1002794
標準価格: ¥255,000

コントラ2本、エアータービン2本

製品名 : iCare C3 Type
製品番号: Y1002795
標準価格: ¥275,000

コントラ3本、エアータービン1本

シンプル操作で、確実な注油

エアータービン・コントラアングル、それぞれに合わせた適切な注油量がプリセットされているため、ボタンを押すだけの簡単な操作で、ハンドピースの自動注油が行えます。



各社仕様のエアータービンもアダプター（別売品）をタービンジョイントの形状に合わせて装着するだけで、使用することができます。

[詳細はこちら](#) ▶



小型滅菌器

iClave mini2



ヨーロッパ滅菌基準

EN13060: Class S 準拠


製品名 : iClave mini2 標準セット
製品番号: Y1500013
標準価格: ¥498,000

コンパクトサイズで大容量



高圧蒸気重力置換による高い滅菌力

滅菌前の重力置換工程を従来より増やし、さらにハンドピースの滅菌に適した縦型配置により、蒸気浸透度を高めることで、滅菌力が向上しました。



販売名: アイクレーブミニ2 認証番号: 302ABBZX00049000 一般的名称: 小型包装品用高圧蒸気滅菌器 管理医療機器 特定保守管理医療機器

院内デモ訪問 / お見積り依頼書

院内デモ、お見積りをご希望の場合、以下の項目を記入し、ナカニシ製品取扱店ご担当者へお渡してください。

■ 該当の製品に✓をつけてください

院内デモ訪問	
<input type="checkbox"/> iCare C2 Type アダプター ①	②
<input type="checkbox"/> iCare C3 Type アダプター ①	
<input type="checkbox"/> iClave mini2	
お見積り	
<input type="checkbox"/> iCare C2 Type アダプター ①	②
<input type="checkbox"/> iCare C3 Type アダプター ①	
<input type="checkbox"/> iClave mini2	

貴歯科医院名

ご住所

TEL

メールアドレス

■ 院内デモ訪問に関しましては、ご依頼状況によりお時間を要することがございます。
■ 本依頼書が届き次第、担当者より販売店様経由で医院訪問日程のご相談をさせていただきます。

株式会社ナカニシ nsk-dental.jp

本社・工場 〒322-8666 栃木県鹿沼市下日向700 TEL:0289-64-3380 FAX:0289-62-5636
東京事務所 〒110-0015 東京都台東区東上野4-8-1 TIXTOWER UENO 9F TEL:03-5828-4180 FAX:03-5828-0064
大阪事務所 〒530-0057 大阪府北区曽根崎2-12-7 清和梅田ビル 10F TEL:06-6315-7217 FAX:06-6315-7218

お客様相談窓口 ☎0120-7242-56 受付時間9:00~17:00(土日祝日を除く) 製品に関するご意見・ご質問などお気軽にお寄せください。

本カタログに記載しております標準価格に消費税は含まれておりません。仕様及び形状は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。ご使用前に必ず、製品に添付の「取扱説明書」および「添付文書」をお読みください。



ナカニシ製品取扱店