

POWER 4 THE HARDER

Contra-angle
S-Max M94L

NEW



製品の詳しい情報は
こちら



従来比トルク
24%UP

耐久性170%UP

より速く、よりスムーズな ジルコニア切削

ジルコニアは強度と審美性に優れ、歯科修復物として理想的な素材ですが、硬度が高いため、除去時間がかかり施術が困難です。新コントラアングルS-Max M94Lは、高いトルクを実現し、ジルコニアをスムーズかつ効率的に切削します。

24%*向上したトルク

高硬度のジルコニアをより効率的に切削するために、トルクを向上させたことで、粘り強く、パワフルな切削を実現。チエアタイムを短縮するだけでなく、患者様の負担を軽減します。*弊社従来モデルと比較

優れた耐久性

本体の内部構造を見直したことで、長期間の使用でも安定した性能を発揮。さらに切削耐久性は、従来モデルと比較して170%*向上しました。*弊社従来モデルと比較


はっきりと識別できるギア比

ギア比表示のカラースキームを反転させることで、他のハンドピースの中でも4倍速ハンドピースを素早く識別できるようにしました。



グリーンヘッドシステム

ナカニシ独自のラビリンス機構により、口腔内の血液、異物などの浸入を防ぐサックバック防止機構です。



増速 1:4



ライト	製品名	製品番号	標準価格
◎	M94L	CA13170001	¥148,500

- 最高回転速度: 160,000 min⁻¹ • ヘッドサイズ: φ9.9 x H 14.5 mm
- ステンレス製ボディー • セラミックボールベアリング
- グラスロッドライト • クリーンヘッドシステム • プッシュボタン式チャック
- 4点注水スプレー • FGバー用 (φ1.6) スタンダードシャンクバー用

販売名: エスマックス MC 認証番号: 221ALBZX00023000 一般的名称: ストレート・ギアードアングルハンドピース 管理医療機器 特定保守管理医療機器

熱水洗浄可能 135°C オートクレーブ可能

デモ品貸出 / お見積り 依頼書

デモ使用またはお見積りをご希望の場合、以下の項目を記入しナカニシ製品取扱店ご担当者様へお渡しください。

■希望する項目に✓をつけてください。

S-Max M94L (増速 1:4) デモ品貸出依頼 お見積り依頼

【貴歯科医院名】

.....

【TEL】

.....

【ご住所】

.....

【メールアドレス】

.....

株式会社ナカニシ nsk-dental.jp

本社・工場 〒322-8666 栃木県鹿沼市下日向700
TEL:0289-64-3380 FAX:0289-62-5636
東京事務所 〒110-0015 東京都台東区東上野4-8-1 TIXTOWER UENO 9F
TEL:03-5828-4180 FAX:03-5828-0064
大阪事務所 〒530-0057 大阪市北区曽根崎2-12-7 清和梅田ビル 10F
TEL:06-6315-7217 FAX:06-6315-7218

お客様相談窓口 ☎0120-7242-56
受付時間9:00~17:00(土日祝日を除く) 製品に関するご意見・ご質問などお気軽にお寄せください。

記載しております標準価格に消費税は含まれておりません。
仕様及び形状は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
ご使用前に必ず、製品に添付の「取扱説明書」および「添付文書」をお読みください。



ナカニシ製品取扱店