

ハイジーンワークを より快適に、より使いやすく Varios Combi Pro2

超音波スケーラー

ULTRASONIC SCALER

■ ライト付チタン製ハンドピース

チタン製を採用することで、再生処理による耐久性を向上。ハンドピースの表面に独自のDURAGRIPコーティングを施すことで、滑りにくく、安定感のある快適な操作が可能になります。

■ 臨床の可能性を広げる多彩なチップラインナップ

豊富なチップラインナップは、幅広い臨床に対応しています。形状だけでなく、断面や材質、表面の加工などにも違いがあり、症例や付着物の状態に合ったチップの選択で、歯面や歯肉に負担をかけにくい効率的な治療を実現します。

パウダーメンテナンス

POWDER MAINTENANCE

■ ユニットとチャンバーが完全に独立

チャンバーからハンドピースまでを一体化。ユニットから独立構造になっているため、万一粉詰まりが発生した場合でも、ユニットを分解するなどの面倒な修理が不要になります。ユニット内はエアーと水回路だけのスマートな発想の設計です。

■ ペリオハンドピース用ジェットノズル

ペリオハンドピースのジェットノズルは、歯肉縁上のステインやプラーク・バイオフィルムを集中したパウダー噴射で効率的に除去することが可能です。

< 施術にあわせた3種のノズル >



製品の詳しい
情報はこちら



■ 患者さまにやさしい注水

超音波スケーラーとパウダーデバイス両方で微温水での施術が可能。低刺激で患者さまの快適性を高めます。

■ スマートディスプレイパネル

スマートディスプレイパネルには、使用モードの設定をシンプルに表示。視認性が高く、簡単に直感的な操作が行えます。

Varios Combi Pro2



製品名 **Varios Combi Pro2**
プロフィーセット

製品番号 **Y1500737**
標準価格 **¥750,000**

セット内容

- コントロールユニット
- プロフィーチャンパー2
- プロフィーホース2
- パウダーハンドピース（プロフィー用）
- パリオス2ハンドピース（ライト付）
- 超音波ハンドピースコード
- 注水ボトルセット（400 mL）
- ワイヤレスフットコントロール（ハンガー付）
- スケーリング用チップ2本 / ペリオ用チップ1本
- フラッシュパール（300 g × 1本） 他付属品

製品名 **Varios Combi Pro2**
ペリオセット

製品番号 **Y1500738**
標準価格 **¥750,000**

セット内容

- コントロールユニット
- ペリオチャンパー2
- ペリオホース2
- パウダーハンドピース（ペリオ用・ジェットノズル）
- パリオス2ハンドピース（ライト付）
- 超音波ハンドピースコード
- 注水ボトルセット（400 mL）
- ワイヤレスフットコントロール（ハンガー付）
- スケーリング用チップ2本 / ペリオ用チップ1本
- ペリオメイトパウダー（160 g × 1本） 他付属品

販売名:パリオスコンビ Pro2 認証番号:307ALBZX00024000 一般的名称:歯科用多目的超音波治療器
管理医療機器 特定保守管理医療機器 ※チップは特定保守管理医療機器非該当
販売名:フラッシュパール 届出番号:09B2X00016000034 販売名:ペリオメイト パウダー 届出番号:09B2X00016000139
販売名:ソフトパール 届出番号:09B2X00016000157 一般的名称:歯面研磨材 一般医療機器
販売名:ペリオメイト ノズルチップ 届出番号:09B2X00016000140 一般的名称:歯科用注入器具 一般医療機器

ワイヤレス多機能フットコントロール

ワイヤレス接続によりコードの長さを気にせず、フットコントロールを最適な位置に配置できます。Varios Combi Pro2のフットコントロールはBluetooth®で接続し、様々な機能が簡単に操作可能となることで、施術に集中できます。



オプション



製品名 **プロフィーキット2**
製品番号 **Y1500469**
標準価格 **¥175,000**

キット内容

- プロフィーチャンパー2 ・ プロフィーホース2
- パウダーハンドピース（プロフィー用）
- フラッシュパール（300 g × 1本） 他付属品



製品名 **ペリオキット2**
製品番号 **Y1500989**
標準価格 **¥175,000**

キット内容

- ペリオチャンパー2 ・ ペリオホース2
- パウダーハンドピース（ペリオ用・ジェットノズル）
- ペリオメイトパウダー（160 g × 1本） 他付属品



製品名 **ペリオノズルセット**
製品番号 **Y1500967**
標準価格 **¥23,000**

セット内容

- ペリオノズル
- ペリオメイトノズルチップ（40本）
- ペリオメイトノズルチップリムーバー 他付属品



製品名 **iCart Prophy2**
製品番号 **Y1500697**
標準価格 **¥150,000**

セット内容

- iCart Prophy2
- 注水ボトルセット
- 水ホース
- ホース（0.7 m）
- ホース（3.6 m）
- 圧抜きキャップ

院内デモ訪問 / お見積り依頼書

院内デモ、お見積りをご希望の場合、以下の項目を記入し、ナカニシ製品取扱店ご担当者へお渡しください。

■該当の製品に✓をつけてください

【貴歯科医院名】

【院内デモ訪問】

- ☐ Varios Combi Pro2 プロフィーセット
- ☐ Varios Combi Pro2 ペリオセット
- ☐ iCart Prophy2

【ご住所】

【お見積り】

- ☐ Varios Combi Pro2 プロフィーセット
- ☐ Varios Combi Pro2 ペリオセット
- ☐ プロフィーキット2
- ☐ ペリオキット2
- ☐ ペリオノズルセット
- ☐ iCart Prophy2

【TEL】

【メールアドレス】

■院内デモ訪問に関しましては、ご依頼状況によりお時間を要することがございます。
■本依頼書が届き次第、担当者より販売店様経由で医院訪問日程のご相談をさせていただきます。

株式会社ナカニシ nsk-dental.jp

本 社 ・ 工 場 〒322-8666 栃木県鹿沼市下日向700
東 京 事 務 所 〒110-0015 東京都台東区東上野4-8-1 TIXTOWER UENO 9F
大 阪 事 務 所 〒530-0057 大阪市北区曽根崎2-12-7 清和梅田ビル 10F

TEL:0289-64-3380 FAX:0289-62-5636
TEL:03-5828-4180 FAX:03-5828-0064
TEL:06-6315-7217 FAX:06-6315-7218

ナカニシ製品取扱店

お客様相談窓口 ☎0120-7242-56 受付時間9:00～17:00(土日祝日を除く) 製品に関するご意見・ご質問などお気軽にお寄せください。

本カタログに記載しております標準価格に消費税は含まれておりません。仕様及び形状は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
ご使用前に必ず、製品に添付の「取扱説明書」および「添付文書」をお読みください。

