

# NSK FOOTWORK

診療室を地球上のどこへでも。

訪問歯科診療用ユニット

## VIVAace 2




VIVAace 2用  
NEWアイテム追加のお知らせ

### 3Wayシリンジ用 ディスプレイザブルノズルチップ

**NEW**

患者さまごとに交換することで感染症のリスクを低減し、衛生的な施術が可能です。

※本製品はVIVAace 2のオプション品です。



製品名 ディスポシリンジノズルA  
製品番号 UA14150373  
標準価格 ¥2,500  
250本入り

製品名 シリンジアダプターA  
製品番号 UA14150359  
標準価格 ¥6,000

135℃  
オートクレープ可能

# ALL IN ONE PACKAGE

## パワーアップしたバキューム

吸引力/吸引量が強化されたバキュームで訪問先での施術をサポート。



## 多目的超音波スケーラー

チタン製ライト付ハンドピースとDURAGRIPコーティングにより安定感のある快適な施術が可能です。



## 高性能マイクロモーター

コンパクトで扱いやすいサイズのモーター。高速から低速まですべての回転域で高いトルクとスムーズな回転を実現。



## シームレス操作パネル

正面のみならず側面からも見やすいパネルは、直感的なタッチ操作が可能。お手入れもラクにできます。



## その他にも従来の機能をさらに強化

- 現場での効率をアップする大容量ボトル
- LEDライト付3Wayシリンジで視認性アップ
- 幅広いエンドファイルに対応するエンドモード
- 独自のバキュームボトル構造
- 故障を未然に防ぐ水検知機能搭載
- 1人または2人の診療体制に柔軟に対応可能なフットコントロール



販売名: ビバエース 2 認証番号: 306ABBZX00037000  
販売名: エヌエルゼット 認証番号: 303ALBZX00009000  
販売名: パリオス 170 認証番号: 223ALBZX00036000

一般的名称: 可搬式歯科用ユニット 管理医療機器 特定保守管理医療機器  
一般的名称: 歯科用電気回転駆動装置 管理医療機器 特定保守管理医療機器  
一般的名称: 歯科用多目的超音波治療器 管理医療機器 特定保守管理医療機器

製品名	製品番号	標準価格
ビバエース 2 コンプリートセット	Y1500786	¥1,180,000
セット内容	仕様	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● ビバエース 2 ベーシックセット</li> <li>● モーターキット</li> <li>● スケーラーキット</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 寸法: W438 x D298 x H334 mm (ベルトフック部は含まず)</li> <li>● 重量: 9.3 kg(コントロールユニット本体)</li> <li>● 電源: AC100V 50/60 Hz</li> <li>● 電源入力: 250 VA</li> </ul>	

## 院内デモ訪問依頼書

「VIVAace 2」の院内デモをご希望の場合、以下の項目にご記入いただき、貴医院のディーラーご担当者様へお渡しください。

【貴歯科医院名】

【ディーラー名】

【ご住所】

【支店・営業所】

【TEL】

【メールアドレス】

【ご担当者名】

■ 依頼書が届き次第、エリア担当より販売店様経由で医院訪問日程のご相談をさせていただきます。

株式会社ナカニシ nsk-dental.jp

本社・工場 〒322-8666 栃木県鹿沼市下日向700

TEL:0289-64-3380 FAX:0289-62-5636

東京事務所 〒110-0015 東京都台東区東上野4-8-1 TIXTOWER UENO 9F

TEL:03-5828-4180 FAX:03-5828-0064

大阪事務所 〒530-0057 大阪市北区曽根崎2-12-7 清和梅田ビル 10F

TEL:06-6315-7217 FAX:06-6315-7218

お客様相談窓口 ☎0120-7242-56 受付時間9:00~17:00(土日祝日を除く) 製品に関するご意見・ご質問などお気軽にお寄せください。

ナカニシ製品取扱店

本カタログに記載しております標準価格に消費税は含まれておりません。仕様及び形状は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。ご使用前に必ず、製品に添付の「取扱説明書」および「添付文書」をお読みください。



PR-D0706v1 2026-02-04.35.PP