

Variosシリーズ


超音波スケーラー用 チタン製ハンドピース

耐久性・視認性の向上



耐久性に優れたチタン製ハンドピース

従来の樹脂製ハンドピース本体にチタン製を採用することで、再生処理による耐久性が向上。ハンドピースの表面にナカニシ独自のDURAGRIPコーティングを施すことで、滑りにくく、安定感のある快適な操作が可能になります。また、細い先端部がアクセスが困難な臼歯部などへのアプローチをスムーズにし、口腔内で自由な動きが取れるため、チップを適切な角度で当てるのが容易に行えます。



ナカニシ独自のコーティング「DURAGRIP」

チタン製ボディーの表面に、微小な凹凸によって光沢面を排除するブラスト処理を行い、その表面に独自の「DURAGRIP」コーティングを施しました。傷が付きにくく耐久性がアップすると同時に、表面の凹凸によりグロブをした状態でも滑りにくく、快適なグリップ感を提供します。



取付可能製品 Varios Combi Pro2, Varios Combi Pro, Varios 970 LUX, Varios 370 LUX, VIVAace 2

ライト付 バリオスハンドピース

ライト	製品名	製品番号	標準価格
●	VA2-LUX-HP Ti	EA1203X050	¥104,000

NEW



取付可能製品 Varios 970, Varios 370

ライト無し バリオスハンドピース

ライト	製品名	製品番号	標準価格
—	VA2-HP Ti	EA1425X050	¥59,000

[関連製品]



■Varios 970

【ライト付】標準セット

製品名: VA970 LUX Ti
製品番号: Y1500248
標準価格: ¥310,000

【ライト無し】標準セット*

製品名: VA970
製品番号: Y1500793
標準価格: ¥260,000



■Varios 370

【ライト付】標準セット

製品名: VA370 LUX Ti
製品番号: Y1500792
標準価格: ¥204,000

【ライト無し】標準セット*

製品名: VA370
製品番号: Y1500794
標準価格: ¥153,000

※【ライト無し】標準セットのハンドピースは、樹脂製ハンドピースとなります。ライト無しチタンハンドピースは追加でご購入ください。

臨床の可能性を広げる多彩なチップラインナップ

豊富なチップラインナップは、幅広い臨床に対応しています。形状だけでなく、断面や材質、表面の加工などにも違いがあり、症例や付着物の状態に合ったチップの選択で、歯面や歯肉に負担をかけにくい効率的な治療を実現します。



販売名: バリオス 970 認証番号: 223ALBZX00032000 販売名: バリオス 370 認証番号: 223ALBZX00037000
一般的名称: 歯科用多目的超音波治療器 管理医療機器 特定保守管理医療機器 ※チップは特定保守管理医療機器非該当

株式会社ナカニシ nsk-dental.jp

本社・工場 〒322-8666 栃木県鹿沼市下日向700
TEL:0289-64-3380 FAX:0289-62-5636
東京事務所 〒110-0015 東京都台東区東上野4-8-1 TIXTOWER UENO 9F
TEL:03-5828-4180 FAX:03-5828-0064
大阪事務所 〒530-0057 大阪市北区曽根崎2-12-7 清和梅田ビル 10F
TEL:06-6315-7217 FAX:06-6315-7218

お客様相談窓口 ☎0120-7242-56

受付時間9:00~17:00(土日祝日を除く) 製品に関するご意見・ご質問などお気軽にお寄せください。

記載しております標準価格に消費税は含まれておりません。
仕様及び形状は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
ご使用前に必ず、製品に添付の「取扱説明書」および「添付文書」をお読みください。



ナカニシ製品取扱店

担当者:

PR-D7082v1 2026-05-18,28,PP