




【製品番号: Y1003501】
Oリング

交換動画は
こちら

■ ノズル(プロフィー用、ペリオ用)




■ チャンバーコネクター

【製品番号: Y1500398】

Oリング
(赤)

Oリング
(黒)

交換動画は
こちら




■ ハンドピースホース(プロフィー用、ペリオ用)

【製品番号: Y1003500】
Oリング

交換動画は
こちら

▲ハンドピース側
コネクター


■ ハンドピースホース
(プロフィー用、ペリオ用)



▲チャンバー

【製品番号: Y1500741】
Oリング

交換動画は
こちら



▲チャンバー側
コネクター

