

■コントラアングルハンドピース (E-タイプ仕様)

ライト付 / ライト無し



■エンドメイト TC2 / iProphy ヘッド (F-タイプ仕様)




■エアータービンハンドピース

NSKパテラス
カップリングタイプ



■各社仕様エアータービン ハンドピース



■各社仕様エアータービン装着用アダプターとEZ-M4アダプターを
組み合わせてご使用ください。



ハンドピースの装着方法

EZスプレーは、スプレーグリップと
ハンドピースを確実に装着すること
によりオイルでの洗浄・注油が行える
ので、人によるバラつきがなく簡単に
オイルメンテナンスが行えます。



[製品名: EZスプレー標準セット]
[製品番号: Y900070]

※ナカニシのパナスプレープラス専用です。
パナスプレープラスは付属してありません。

■各社仕様エアタービン装着用アダプター

各社仕様エアタービンに使用する際は、各社仕様エアタービン装着用アダプターとEZ-M4アダプターを組み合わせてご使用ください。

Oリング (フロント側用)

[製品番号: D0312040100]

Oリング (リア側用)

[製品番号: D0312063090]



カボ用

[製品名: KVアダプター]

[製品番号: Z257020]

Oリング

[製品番号: D0312055100]



シロナ用

[製品名: SRアダプター]

[製品番号: Z257023]

Oリング

[製品番号: D0312060080]



W&H用

[製品名: WHアダプター]

[製品番号: Z257021]

Oリング

[製品番号: D0312065120]



ビエン・エア用

[製品名: BAアダプター]

[製品番号: Z280022]

Oリング (フロント側用)

[製品番号: D0312060080]

Oリング (リア側用)

[製品番号: D0312069070]



モリタ用

[製品名: MTアダプター]

[製品番号: Z257030]

Oリング (フロント側用)

[製品番号: D0312044080]

Oリング (リア側用)

[製品番号: D0312074080]



モリタ 4H用

[製品名: MHアダプター]

[製品番号: Z257048]

Oリング

[製品番号: D0312060080]



ヨシダ用

[製品名: YSアダプター]

[製品番号: Z257031]

Oリング

[製品番号: D0312060080]



ヨシダ用(ライト無し)

[製品名: YS-2アダプター]

[製品番号: Z257044]

Oリング

[製品番号: D0312068080]



オサダ用

[製品名: OSアダプター]


[製品番号: Z257032]



オサダ用(ライト無し)

[製品名: OS-2アダプター]

[製品番号: Z257034]



オサダ用(ライト付)・排気回収タイプ

[製品名: OS-4アダプター]

[製品番号: Z257038]



■各社仕様エアタービン装着用アダプターと組み合わせてご使用ください。



[製品名: EZ-M4アダプター]

[製品番号: Z229040]