


■ハンドピース (ペリオメイトノズル付)

[製品名: PER-HP]
[製品番号: T1043010]



■パウダーケースキャップ

[製品名: パウダーケースカバー]
[製品番号: T798133]



[製品名: ゴムパッキン]
[製品番号: T798135]



■ノズル



[製品名: ペリオメイトノズル]
[製品番号: T1043012]



[製品名: ペリオメイトノズルチップ]
[製品番号: Y1002741]





PM Oリングセット
(3個入)
[製品番号: Y900054]



パテラスOリングセット
(5個入) ※PER-PTL-P
[製品番号: Y900580]



Oリングの
交換動画



[【動画はこちら】](#)
Perio-Mateの
メンテナンス方法