


■ヘッドキャップ

[製品名: TiZ-SU04]
[製品番号: P1052050]



ウェーブワッシャ
[製品番号: P053360]



Oリング(ヘッドキャップ用)
内側
[製品番号: D0319063100]

Oリング(ヘッドキャップ用)
外側
[製品番号: D0312090040]


ヘッドキャップレンチ
[製品名: TiZ-SU05]
[製品番号: Z265007]



【動画はこちら】
エアータービンの
メンテナンス方法



クリーニングワイヤ
[製品番号: Z144095]




■カートリッジ


[製品名: TiZ-SU03]
[製品番号: Y1002076]




カートリッジの
交換動画



Oリング(カートリッジ用)
[製品番号: D0319063100]



Oリング ※Z900L
[製品番号: D0312115050]



パテラスOリングセット
(5個入) ※Z900L
[製品番号: Y900580]



Oリングの
交換動画