増速コントランアングルラインナップ

Ti-Max Z99L 角度が変われば削り心地が変わる

100°アングルヘッドによる高いアクセス性


口腔内の生理的なカーブ(スピーカーブやウィルソンカーブ)を考慮し、100°アングルヘッドが口腔内でのスムーズなアクセスと高トルクの切削で効率の良い施術が可能。





DURAPOWER CHUCK

現行のチャック*に対して、約2倍の耐久性を誇る新チャック機構「DURAPOWER CHUCK」を搭載。従来モデルより把持力が大きく向上し、高い把持力が長時間継続します。独自の構造によりバーのスリップや芯ブレのリスクを低減し、長時間の切削に持ち堪える耐久性を実現。



*チャックとは、ハンドピースのバー(切削する棒)を保持する部分。この部分が改良され、新型のチャック機構搭載により、チャックの耐久力が向上。







Premium 増速 1:5 2years

ライト	製品名	製品番号	標準価格
○	Z99L	CA13140001	¥168,000

- 最高回転速度：200,000 min⁻¹ • ヘッドサイズ：ø8.9 × H 13.8 mm
- DURAPOWER CHUCK • 100°アングルヘッド
- チタン製ボディー & DURAGRIP • アンチヒーティングシステム
- セラミックボールベアリング • グラスロッドライト
- クリーンヘッドシステム • プッシュボタン式チャック
- 水フィルター内蔵 • 4点注水(2way注水方式)
- FGバー用(ø1.6)スタンダードシャンクバー用

販売名：ティーマックス　ZC　認証番号：222ALBZX00006000　一般的名称：ストレート・ギアードアングルハンドピース　管理医療機器　特定保守管理医療機器

S-Max M94L より速く、よりスムーズなジルコニア切削

24%* 向上したトルク

高硬度のジルコニアをより効率的に切削するために、トルクを向上させたことで、粘り強く、パワフルな切削を実現。チェアタイムを短縮するだけでなく、患者様の負担を軽減します。*弊社従来モデルと比較

優れた耐久性

本体の内部構造を見直したことで、長期間の使用でも安定した性能を発揮。さらに切削耐久性は、従来モデルと比較して170%*向上しました。

*弊社従来モデルと比較





Special 増速 1:4

ライト	製品名	製品番号	標準価格
○	M94L	CA13170001	¥148,500

- 最高回転速度：160,000 min⁻¹ • ヘッドサイズ：ø9.9 x H 14.5 mm
- ステンレス製ボディー • セラミックボールベアリング
- グラスロッドライト • クリーンヘッドシステム • プッシュボタン式チャック
- 4点注水スプレー • FGバー用(ø1.6)スタンダードシャンクバー用

販売名：エスマックス　MC　認証番号：221ALBZX00023000　一般的名称：ストレート・ギアードアングルハンドピース　管理医療機器　特定保守管理医療機器

Ti-Max Z, nano Series

Z95L

Premium

増速1:5



2years



製品名 **Z95L** 製品番号 **C1034** 標準価格 **¥163,000**

- 最高回転速度：200,000 min⁻¹ • ヘッドサイズ：ø8.8 × H 13.7 mm
- チタン製ボディー & DURAGRIP • アンチヒーティングシステム
- セラミックボールベアリング • グラスロッドライト
- クリーンヘッドシステム • プッシュボタン式チャック • 水フィルター内蔵
- 4点注水スプレー • FGバー用(ø1.6)スタンダードシャンクバー用

nano95LS

Special

増速1:5



2years



製品名 **nano95LS** 製品番号 **C1099** 標準価格 **¥163,000**

- 最高回転速度：200,000 min⁻¹ • ヘッドサイズ：ø8.8 × H 13.7 mm
- チタン製ボディー & DURAGRIP • アンチヒーティングシステム
- セラミックボールベアリング • グラスロッドライト
- クリーンヘッドシステム • プッシュボタン式チャック • 水フィルター内蔵
- 4点注水スプレー • FGバー用(ø1.6)スタンダードシャンクバー用

Z85L

Premium

増速1:5



2years



製品名 **Z85L** 製品番号 **C1062** 標準価格 **¥168,000**

- 最高回転速度：200,000 min⁻¹ • ヘッドサイズ：ø8.8 × H 11.8 mm
- ミニヘッド • チタン製ボディー & DURAGRIP • アンチヒーティングシステム
- セラミックボールベアリング • グラスロッドライト
- クリーンヘッドシステム • プッシュボタン式チャック • 水フィルター内蔵
- シングルスプレー • FGバー用(ø1.6)ショートシャンクバー用

Z84L

Premium

増速1:4.5



2years



製品名 **Z84L** 製品番号 **C1135** 標準価格 **¥168,000**

- 最高回転速度：180,000 min⁻¹ • ヘッドサイズ：ø8.8 × H 12.6 mm
- チタン製ボディー & DURAGRIP • アンチヒーティングシステム
- セラミックボールベアリング • グラスロッドライト
- クリーンヘッドシステム • プッシュボタン式チャック • 水フィルター内蔵
- 4点注水スプレー • FGバー用(ø1.6)ショートシャンクバー用

Ti-Max Z45L

Z45L

Special

増速1:4.2







製品名 **Z45L** 製品番号 **C1064** 標準価格 **¥154,000**

- 最高回転速度：168,000 min⁻¹ • ヘッドサイズ：ø9.6 × H 14.5 mm
- 45°アングルヘッド • チタン製ボディー & DURAGRIP
- アンチヒーティングシステム • セラミックボールベアリング
- グラスロッドライト • クリーンヘッドシステム • プッシュボタン式チャック
- 水フィルター内蔵 • 4点注水(2way注水方式) • FGバー用(ø1.6)

Ti-Max X Series

X95L

Advanced

増速1:5





製品名 **X95L** 製品番号 **C600** 標準価格 **¥143,000**

製品名 **X95** 製品番号 **C610** 標準価格 **¥110,000**

- 最高回転速度：200,000 min⁻¹ • ヘッドサイズ：ø9.9 × H 14.5 mm
- チタン製ボディー & DURAGRIP • セラミックボールベアリング
- グラスロッドライト • クリーンヘッドシステム • プッシュボタン式チャック
- 4点注水スプレー • FGバー用(ø1.6)スタンダードシャンクバー用

X85L

Advanced

増速1:5





製品名 **X85L** 製品番号 **C604** 標準価格 **¥148,500**

製品名 **X85** 製品番号 **C614** 標準価格 **¥115,000**

- 最高回転速度：200,000 min⁻¹ • ヘッドサイズ：ø9.6 × H 13.4 mm
- ミニヘッド • チタン製ボディー & DURAGRIP • セラミックボールベアリング
- グラスロッドライト • クリーンヘッドシステム • プッシュボタン式チャック
- シングルスプレー • FGバー用(ø1.6)ショートシャンクバー用

販売名：ティーマックス ZC 認証番号：222ALBZX00006000 販売名：ティーマックス Z45 認証番号：224ALBZX00018000
販売名：ティーマックス nanoC 認証番号：306ALBZX00019000 販売名：ティーマックス XC 認証番号：219ALBZX00013000
一般的名称：ストレート・ギアードアングルハンドピース 管理医療機器 特定保守管理医療機器

2years 安心の2年保証 | 熱水洗浄可能 | 135℃ オートクレーブ可能

株式会社ナカニシ nsk-dental.jp

本 社・工 場 〒322-8666 栃木県鹿沼市下日向700
TEL：0289-64-3380 FAX：0289-62-5636
東京事務所 〒110-0015 東京都台東区東上野4-8-1 TIXTOWER UENO 9F
TEL：03-5828-4180 FAX：03-5828-0064
大阪事務所 〒530-0057 大阪市北区曽根崎2-12-7 清和梅田ビル 10F
TEL：06-6315-7217 FAX：06-6315-7218

お客様相談窓口 0120-7242-56
受付時間9：00～17：00(土日祝日を除く) 製品に関するご意見・ご質問などお気軽にお寄せください。

ナカニシ製品取扱店

担当者：

記載しております標準価格に消費税は含まれておりません。
仕様及び形状は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
ご使用前に必ず、製品に添付の「取扱説明書」および「添付文書」をお読みください。

VEGETABLE OIL INK

PR-D7089 v1 2026-09-07.15.SP