NSK Create it

Contra-angle

FX55m

NEW

EVA用コントラとは?

先端に装着したチップが1.4mmのストロークで上下方向に往復運動するコントラアングルハンドピースです。EVAチップ、プロフィンチップに対応し、チップを付け替えることによってさまざまな処置が可能です。



●ストローク幅が大きく効率の良い施術が可能

FX55mの往復ストロークは1.4mm。比較的大きなストローク量を備えており、効率的な切削・研磨を実現します。


●高い把持力で安定した施術を実現

チップロック機構によりチップをホールドし、往復運動時に重要となるチップの安定性を確保。ブレの少ない操作感で術者をサポートします。

●多用途に使用可能

PMTCや隣接面の研削など、様々な用途に応じてチップを選択し施術が可能。

●使用イメージ



隣接面の歯面清掃



隣接面の研削

隣接面の研削





チップロック機構

EVA用ハンドピース

ギア比	製品名	製品番号	標準価格
減速 4:1	FX55m	CA13160001	¥55,000

- 最高許容回転速度:10,000 min^{-1} • ステンレス製ボディー
- エバチップ / プロフィンチップ / プロフィンチップIPR
- 上下運動(ストローク幅1.4 mm) • チップロック機構

※金属シャンクは不可

販売名:コントラアングルハンドピース　FX1、5シリーズ　認証番号:308ALBZX00018000
一般的名称:ストレート・ギアードアングルハンドピース　管理医療機器　特定保守管理医療機器

熱水洗浄可能　135℃ オートクレーブ可能

Contra-angle
FX series



ギア比	製品名	製品番号	標準価格
等速 1:1	**FX25**	**C1052002**	**¥38,000**

- 最高許容回転速度:40,000 min^{-1} • クリーンヘッドシステム
- プッシュボタン式チャック • ボールベアリング • 外部注水
- コントラバー用(ø2.35)



ギア比	製品名	製品番号	標準価格
等速 1:1	**FX23**	**C1056002**	**¥25,000**

- 最高許容回転速度:30,000 min^{-1} • プッシュボタン式チャック
- 外部注水 • コントラバー用(ø2.35)



ギア比	製品名	製品番号	標準価格
減速 4:1	**FX15**	**C1053002**	**¥65,000**

- 最高許容回転速度:10,000 min^{-1} • クリーンヘッドシステム
- プッシュボタン式チャック • ボールベアリング • 外部注水
- コントラバー用(ø2.35)



エンド用ハンドピース

ギア比	製品名	製品番号	標準価格
減速 16:1	**FX75**	**C1055002**	**¥66,000**

- 最高許容回転速度:1,250 min^{-1} • ミニヘッド • プッシュボタン式チャック
- エンジンファイル用 • 360˚回転



プロフィー用ハンドピース

2years



ペーストディフェンス
システム

ギア比	製品名	製品番号	標準価格
減速 4:1	**FX57**	**C1054002**	**¥55,000**

- 最高許容回転速度:5,000 min^{-1} • プロフィー用 • スクリュー式
- ペーストディフェンスシステム



ストレートハンドピース

ギア比	製品名	製品番号	標準価格
等速 1:1	**FX65**	**H1014002**	**¥31,500**

- 最高許容回転速度:40,000 min^{-1} • クリーンヘッドシステム
- 外部注水 • ハンドピースバー用(ø2.35)

販売名:コントラアングルハンドピース　FXシリーズ　認証番号:222ALBZX00008000　販売名:ストレートハンドピース　FX65　認証番号:222ALBZX00004000
一般的名称:ストレート・ギアードアングルハンドピース　管理医療機器　特定保守管理医療機器

2years 安心の2年保証　135℃ オートクレーブ可能

株式会社ナカニシ　nsk-dental.jp

本 社・工 場　〒322-8666 栃木県鹿沼市下日向700
TEL:0289-64-3380 FAX:0289-62-5636
東京事務所　〒110-0015 東京都台東区東上野4-8-1 TIXTOWER UENO 9F
TEL:03-5828-4180 FAX:03-5828-0064
大阪事務所　〒530-0057 大阪市北区曽根崎2-12-7 清和梅田ビル 10F
TEL:06-6315-7217 FAX:06-6315-7218

お客様相談窓口 0120-7242-56
受付時間9:00～17:00(土日祝日を除く) 製品に関するご意見・ご質問などお気軽にお寄せください。

記載しております標準価格に消費税は含まれておりません。
仕様及び形状は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
ご使用前に必ず、製品に添付の「取扱説明書」および「添付文書」をお読みください。

VEGETABLE OIL INK

ナカニシ製品取扱店

担当者:

PR-D7093v1 2026-10-26.40.PP