メンテナンス製品ラインナップ

小型滅菌器

iClave mini2

ヨーロッパ 滅菌基準 EN13060：Class S 準拠

製品名	製品番号	標準価格
iClave mini2 標準セット	**Y1500013**	**¥498,000**


セット内容
- iClave mini2 ユニット • バスケット • 仕切りスタンド
- 仕切り板(長)×4 • 仕切り板(短) • 排水タンク • 各種基本パーツ

仕様
- 外形寸法(ドア全開時：H)：
  W 210 × D 370 × H 360 mm(H 600 mm)
- 総重量(ユニット本体)：17.5 kg
- 電源：AC 100 V 50/60 Hz
- 消費電力：750 VA(定格消費電力750 W)
- チャンバー寸法：ø130 × L 200 mm
- チャンバー容量：2.5 L
- 給水タンク容量：1.5 L
- 排水タンク外形寸法：W 140 × D 195 × H 234 mm
- 排水タンク容量：5 L
- 排水ホース：1.5 m
- ハンドピース滅菌本数目安：12本(未包装)、6本(一重包装)




高圧蒸気重力置換による高い浸透度

滅菌前の重力置換工程を従来より増やし、さらにハンドピースの滅菌に適した縦型配置により、蒸気浸透度を高めることで、滅菌力が向上しました。



コンパクトサイズで大容量

専用バスケットで、効率の良い配置が可能です。未包装で最大12本、一重包装で最大6本までのハンドピースを一度に滅菌できます。



販売名：アイクレーブミニ2　一般的名称：小型包装品用高圧蒸気滅菌器　認証番号：302ABBZX00049000　管理医療機器　特定保守管理医療機器

ハンドピース自動注油システム

iCare

iCare 標準セット

コントラ2本、エアータービン2本 仕様

製品名	製品番号	標準価格
iCare C2 Type	**Y1002794**	**¥255,000**

コントラ3本、エアータービン1本 仕様

製品名	製品番号	標準価格
iCare C3 Type	**Y1002795**	**¥275,000**

セット内容
- iCare ユニット • 電源コード • iCare用メンテナンスオイル(1 L)
- ミストフィルターセット • エアーチューブ • オイルシート
- チャック清掃用ノズル

仕様
- 寸法：W 280 × D 240 × H 350 mm
- 重量：6.5 kg(C2タイプ / C3タイプ)
- 電源：AC 100-240 V 50/60 Hz
- 適正空気圧：0.5-0.6 MPa(5.0-6.0 kgf/cm²)
- タンク容量：1.2 L



シンプル操作で、簡単に注油

エアータービン・コントラアングル、それぞれに合わせた適切な注油量がプリセットされているため、ボタンを押すだけの簡単な操作で、ハンドピースの自動注油が行えます。

チャック清掃機能

付属のチャック清掃用ノズルを使用することで、チャック内部の汚れや磨耗粉を取り除きます。



各社仕様のエアータービンもアダプター(別売品)をタービンジョイントの形状に合わせて装着するだけで、使用することができます。

▲ 詳細はこちら

ハンドピース潤滑油

PANA SPRAY Plus

「パナスプレープラス」には、アルコール含有の特殊な潤滑油が採用されており、タービン・コントラなどに内蔵されているボールベアリングの潤滑性・洗浄性が高く、日常のメンテナンスに使用することにより、ハンドピースの寿命を延ばします。また、アルコール入りのため、スプレー使用時の潤滑油による手のベタつきも軽減され、より使いやすくなっています。



製品名	製品番号	標準価格	
パナスプレープラス	**Z182100**	**¥5,000**	• エアータービン、ハンドピース用 • 480 mL • アルコール含
パナスプレープラス 6本セット	**Y900630**	**¥26,000**	
チップノズル	**Z020010**	**¥210**	

スプレーミスト吸収パック



製品名	製品番号	標準価格
スプレーミスト吸収パック	**Y900084**	**¥5,000**

• 10パック入


各社仕様のエアータービンハンドピースへの注油時は、各社仕様パナスプレープラス用ノズルをご使用ください。

▲ 詳細はこちら

潤滑スプレーアシスタント

EZ SPRAY

EZスプレーは、スプレーグリップとハンドピースを確実に装着することによりオイルでの洗浄・注油が行えるので、人によるバラつきがなく簡単にオイルメンテナンスが行えます。



各社仕様エアータービンに使用する際は、各社仕様エアータービン装着用アダプターとEZ-M4アダプターを組み合わせてご使用ください。

スプレー噴射ボタン



製品名	製品番号	標準価格
EZスプレー標準セット	**Y900070**	**¥25,500**


セット内容
• EZスプレーグリップ • コイルチューブ • グリップホルダー
• 缶ホルダー • 切換バルブ • PA用ノズル
• スプレーミスト吸収パック(1パック)

注 意

EZスプレー標準セットは、ナカニシ社製パナスプレープラス専用品です。なお、パナスプレープラス本体は本セットに含まれておりません。

EZグリップセット

注油によるハンドピース内の余分なオイルをエアブローにより排出します。EZグリップを使用する場所には、エアーチューブ(外径ø6 mm)のエアー配管が必要です。



製品名	製品番号	標準価格
EZグリップセット	**ZA02290100**	**¥17,000**

• EZスプレーグリップ • コイルチューブ
• エアー配管用継手PEG6-4

各社仕様のエアータービンハンドピースをご使用いただく場合には、各社仕様エアータービン装着用アダプターをご使用ください。

▲ 詳細はこちら

株式会社ナカニシ nsk-dental.jp

本 社・工 場 〒322-8666 栃木県鹿沼市下日向700
TEL:0289-64-3380 FAX:0289-62-5636
東京事務所 〒110-0015 東京都台東区東上野4-8-1 TIXTOWER UENO 9F
TEL:03-5828-4180 FAX:03-5828-0064
大阪事務所 〒530-0057 大阪市北区曽根崎2-12-7 清和梅田ビル 10F
TEL:06-6315-7217 FAX:06-6315-7218

お客様相談窓口 0120-7242-56
受付時間9:00～17:00(土日祝日を除く) 製品に関するご意見・ご質問などお気軽にお寄せください。

記載しております標準価格に消費税は含まれておりません。
仕様及び形状は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
ご使用前に必ず、製品に添付の「取扱説明書」および「添付文書」をお読みください。

VEGETABLE OIL INK

ナカニシ製品取扱店

担当者:

PR-D7090 v1 2026-09-18.08.PP