
NSK Create it


Contra-angle
Ti-Max X series

滑りにくく傷つきにくい表面処理技術“DURAGRIP”



チタン製ボディーの表面に、微小な凹凸によって光沢面を排除するブラスト処理を行い、その表面に独自の“DURAGRIP”コーティングを施しました。傷が付きにくく耐久性がアップすると同時に、表面の凹凸によりグローブをした状態でも滑りにくく、快適なグリップ感を提供します。

クリーンヘッドシステム



ナカニシ独自のラビリンス機構により、口腔内の血液、異物などの浸入を防ぐサックバック防止機構です。

増速コントラ





ギア比	ライト	製品名	製品番号	標準価格
増速 1:5	⊙	X95L	C600	¥143,000
	—	X95	C610	¥110,000

- 最高回転速度：200,000 min^{-1} • ヘッドサイズ：ø9.9 × H 14.5 mm
- チタン製ボディー & DURAGRIP • セラミックボールベアリング
- グラスロッドライト • クリーンヘッドシステム • プッシュボタン式チャック
- 4点注水スプレー • FGバー用(ø1.6)スタンダードシャンクバー用





ギア比	ライト	製品名	製品番号	標準価格
増速 1:5	⊙	X85L	C604	¥148,500
	—	X85	C614	¥115,000

- 最高回転速度：200,000 min^{-1} • ミニヘッド
- ヘッドサイズ：ø9.6 × H 13.4 mm • チタン製ボディー & DURAGRIP
- セラミックボールベアリング • グラスロッドライト
- クリーンヘッドシステム • プッシュボタン式チャック • シングルスプレー
- FGバー用(ø1.6)ショートシャンクバー用

等速コントラ/ストレート





ギア比	ライト	製品名	製品番号	標準価格
等速 1:1	⊙	X25L	C601	¥111,000
	—	X25	C611	¥83,000

- 最高回転速度：40,000 min^{-1} • ヘッドサイズ：ø9.6 × H 13.4 mm
- チタン製ボディー & DURAGRIP • グラスロッドライト
- クリーンヘッドシステム • プッシュボタン式チャック
- シングルスプレー • コントラバー用(ø2.35)



ギア比	ライト	製品名	製品番号	標準価格
等速 1:1	⊙	X65L	H273	¥111,000
	—	X65	H274	¥60,000

- 最高回転速度：40,000 min^{-1} • チタン製ボディー & DURAGRIP
- グラスロッドライト • クリーンヘッドシステム • シングルスプレー
- ハンドピースバー用(ø2.35) • コントラバー用(ø2.35)

熱水洗浄可能　135℃ オートクレーブ可能

減速コントラ





ギア比	ライト	製品名	製品番号	標準価格
減速 4:1	◎	X15L	C602	¥124,000
	—	X15	C612	¥92,500

- 最高回転速度:10,000 min^{-1} • ヘッドサイズ:ø9.6 × H 13.4 mm
- チタン製ボディー & DURAGRIP • グラスロッドライト
- クリーンヘッドシステム • プッシュボタン式チャック
- シングルスプレー • コントラバー用(ø2.35)

プロフィー用ハンドピース



特殊防塵機構



ギア比	ライト	製品名	製品番号	標準価格
減速 16:1	◎	X57L	C609	¥106,000
	—	X57	C619	¥72,500

- 最高回転速度:2,500 min^{-1} • チタン製ボディー& DURAGRIP
- グラスロッドライト • プロフィー用 • スクリュー式
- 360˚ 回転 • 特殊防塵機構

EVA用ハンドピース



チップロック機構



ギア比	ライト	製品名	製品番号	標準価格
減速 4:1	◎	X55L	C608	¥136,500
	—	X55	C618	¥103,000

- 最高回転速度:10,000 min-1 • チタン製ボディー & DURAGRIP
- グラスロッドライト • プロフィン / エバチップ / オーソファイル用※
- 上下運動(ストローク幅1.4 mm) • チップロック機構

※金属シャンクは不可

プロフィンチップ



歯牙の研削

EVAチップ



隣接面の歯面清掃

オーソファイル



隣接面の研削

販売名:ティーマックス　XC　認証番号:219ALBZX00013000　販売名:ティーマックス　XS　認証番号:219ALBZX00014000
一般的名称:ストレート・ギアードアングルハンドピース　管理医療機器　特定保守管理医療機器

熱水洗浄可能　135℃ オートクレーブ可能

株式会社ナカニシ　nsk-dental.jp

本 社・工 場　〒322-8666 栃木県鹿沼市下日向700
TEL:0289-64-3380 FAX:0289-62-5636
東京事務所　〒110-0015 東京都台東区東上野4-8-1 TIXTOWER UENO 9F
TEL:03-5828-4180 FAX:03-5828-0064
大阪事務所　〒530-0057 大阪市北区曽根崎2-12-7 清和梅田ビル 10F
TEL:06-6315-7217 FAX:06-6315-7218

お客様相談窓口 0120-7242-56
受付時間9:00～17:00(土日祝日を除く) 製品に関するご意見・ご質問などお気軽にお寄せください。

記載しております標準価格に消費税は含まれておりません。
仕様及び形状は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
ご使用前に必ず、製品に添付の「取扱説明書」および「添付文書」をお読みください。

VEGETABLE OIL INK

ナカニシ製品取扱店

担当者:

PR-D7087v1 2026-10-20.08.PP