
Ti-Max Z24L Contra-angle

NEW

高い汎用性はそのままに、スリムネックとミニヘッドでさらに使いやすく。

一般的な等速コントラとのヘッドサイズ比較




視認性とアクセス性を向上

一般的な等速コントラ*と比較し、約10%小さいミニヘッド。ヘッドが小さくなったことと、Zシリーズの特徴でもあるスリムネックにより、口腔内での視認性とアクセス性が向上。臼歯部等の咬合面へのアプローチや、開口困難な患者さまへの施術において、術者をサポートします。★当社製品(X25L)

滑りにくく傷つきにくい表面処理技術 “DURAGRIP”

チタン製ボディーの表面に、微小な凹凸によって光沢面を排除するブラスト処理を行い、その表面に独自の“DURAGRIP”コーティングを施しました。傷が付きにくく耐久性がアップすると同時に、表面の凹凸によりグローブをした状態でも滑りにくく、快適なグリップ感を提供します。







Premium 等速 1:1 2years

ライト	製品名	製品番号	標準価格
○	Z24L	C1126	¥126,000

- 最高回転速度 : 40,000 min^{-1} • ヘッドサイズ : ø8.8 × H 12.2 mm
- **ミニヘッド** • チタン製ボディー & DURAGRIP • グラスロッドライト
- プッシュボタン式チャック • 水フィルター内蔵
- シングルスプレー • コントラバー用(ø2.35)

販売名:ティーマックス　ZC　認証番号:222ALBZX00006000　一般的名称:ストレート・ギアードアングルハンドピース　管理医療機器　特定保守管理医療機器

2years 安心の2年保証　熱水洗浄可能　135℃ オートクレーブ可能

株式会社ナカニシ　nsk-dental.jp

本 社・工 場　〒322-8666 栃木県鹿沼市下日向700
TEL:0289-64-3380 FAX:0289-62-5636
東京事務所　〒110-0015 東京都台東区東上野4-8-1 TIXTOWER UENO 9F
TEL:03-5828-4180 FAX:03-5828-0064
大阪事務所　〒530-0057 大阪市北区曽根崎2-12-7 清和梅田ビル 10F
TEL:06-6315-7217 FAX:06-6315-7218

お客様相談窓口 0120-7242-56
受付時間9:00～17:00(土日祝日を除く) 製品に関するご意見・ご質問などお気軽にお寄せください。

記載しております標準価格に消費税は含まれておりません。
仕様及び形状は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
ご使用前に必ず、製品に添付の「取扱説明書」および「添付文書」をお読みください。

VEGETABLE OIL INK

ナカニシ製品取扱店

担当者:

PR-D7092 v1　2026-10-26.40.PP